

ALTER G[®]



Korisnički priručnik
Proizvod Anti-Gravity Treadmill[®] Fit Series

Ovaj priručnik obuhvaća radne postupke za sljedeće proizvode tvrtke AlterG:

Ugradite anti-gravitacijsku traku

Autorska prava © 2019 AlterG, Inc. Sva prava pridržana.

Bilješka: Sljedeći simbol koristi se u ovom priručniku kako bi skrenuo pozornost na upozorenja, mjere opreza ili operativne postupke koji mogu izravno utjecati na siguran rad anti-gravitacijske trake. Pročitajte i razumite ove upute i izjave prije rada s anti-gravitacijskom trakom.



Upozorenje. Izjava upozorenja ili operativni postupak koji mogu izravno utjecati na siguran rad trake za trčanje.

RoHS Sukladan proizvod



AlterG i Anti-Gravity Treadmill registrirani su zaštitni znakovi tvrtke AlterG, Inc. u SAD-u

Neopren je registrirani zaštitni znak tvrtke DuPont Corporation.

Polar je registrirani zaštitni znak tvrtke Polar Electro, Inc.

Klear Screen je registrirani zaštitni znak tvrtke Meridrew Enterprises.

Sadržaj

Odgovornost vlasnika	5
Kontakt podaci AlterG-a	6
Indikacije i kontraindikacije za uporabu	7
Izjava o namjeni	7
Indikacije za uporabu	7
Mjere opreza za uporabu	7
Kontraindikacije za uporabu	7
Sigurnost: upozorenja i oprezi	8
Uvod.....	11
Savjetovanje s liječnikom	11
Važnost zagrijavanja i hlađenja.....	11
Postavljanje i instalacija	12
Električni zahtjevi	12
Zahtjevi za uzemljenje	12
Zahtjevi za lokaciju.....	12
Specifikacije instalacija tvrtke AlterG FIT i Via Anti-Gravity Treadmill®	12
Transport vaše antigravitacijske trake za trčanje	13
Komponente anti-gravitacijske trake za trčanje.....	14
Operacija	15
Uključivanje antigravitacijske trake za trčanje	15
Osiguravanje korisnika na anti-gravitacijskoj traci	15
Početak i završetak sesije vježbanja	21
Zaustavljanje treninga.....	25
Izlazak iz antigravitacijske trake	27
Praćenje otkucaja srca	28
Monitor pulsa	28
Postupci hitnog izvlačenja	29
Scenariji hitnih slučajeva	29
Postavke objekta	30
Navigacija kroz izbornik Postavke	30
Prilagođavanje izgleda zaslona - kartica GUI	31
Upravljanje e-poštom - kartica GUI.....	31
Tehnička podrška - kartica Podrška.....	33
Ponovo pokrenite aplikaciju	33
Isključivanje računala.....	34
Kalibriranje težine palube - kartica usluge.....	34
Oznake, lokacije, tumačenje.....	35
Održavanje	41
Dezinfekcija	41
Opće čišćenje i pregled.....	42
Održavanje torbi	43
Postupak uklanjanja vrećice za čišćenje	44
Dodatak A: Specifikacije anti-gravitacijske trake za trčanje	48
Dodatak B: Opcije i pribor	49
Dodatak C: Rješavanje problema.....	50
Popravci	50
Tlak zraka	50

Ergometar	50
Propuštanja	50
Pogreške sustava.....	50
Dodatak D: Izjava o EMC-u.....	51

Odgovornost vlasnika

Proizvod AlterG® Fit Anti-Gravity Treadmill® učinit će kako je opisano u ovom priručniku i pratećim naljepnicama i / ili umetcima kada se sastavlja, koristi, održava i popravlja u skladu s priloženim uputama. Antigraivacijsku traku potrebno je povremeno provjeravati kako je opisano u ovom priručniku. Neispravna antigraivacijska traka za trčanje ne smije se koristiti. Dijelove koji su slomljeni, nedostaju, očito istrošeni, iskrivljeni ili onečišćeni treba odmah zamijeniti. Ako takav popravak ili zamjena postane neophodan, preporučuje se da se zahtjev za servis podnese tvrtki AlterG, Inc. Anti-gravitacijska traka za trčanje, ili bilo koji od njegovih dijelova, treba popravljati samo u skladu s uputama tvrtke AlterG, Inc., ovlaštenu predstavnicu tvrtke AlterG, Inc. ili obučenog osoblja tvrtke AlterG, Inc.

Vlasnik ovog proizvoda snosi isključivu odgovornost za bilo koji kvar koji je posljedica nepravilne uporabe, neispravnog održavanja, nepravilnog popravka, oštećenja ili izmjena od strane bilo koga drugog osim ovlaštenih predstavnika tvrtke AlterG, Inc.

Vlasnik / korisnik anti-gravitacijske trake AlterG odgovoran je prijaviti AlterG-u i nacionalno priznatom nadležnom tijelu svaki ozbiljni incident koji se dogodio u vezi s radom uređaja.

Svako neovlašteno održavanje, popravci ili modifikacija opreme mogu poništiti jamstvo za proizvod protiv gravitacijske trake.

Kontakt podaci AlterG-a

AlterG pozdravlja vaše upite i komentare. Ako imate pitanja ili komentare, kontaktirajte naš tim za podršku i podršku.

Sjedište AlterG, servis i podrška

48368 Milmont Drive
Fremont, CA 94538 SAD
+1 510 270-5900
www.alterg.com

Indikacije i kontraindikacije za uporabu

Izjava o namjeni

Anti-gravitacijska traka AlterG Fit osigurava odmjeravanje tjelesne težine korisnika uz uobičajene funkcije trake za trčanje. Utežavanje omogućuje pacijentima i pojedincima da rade vježbe stojeći, hodaju ili trče sa smanjenim utjecajem na svoj mišićno-koštani sustav.

Indikacije za uporabu

- Aerobna kondicija
- Sportski specifični programi kondicije
- Kontrola i smanjenje težine
- Trening hoda i neuromuskularna preodgoj u neuroloških bolesnika
- Jačanje i kondicioniranje u gerijatrijskih bolesnika
- Rehabilitacija nakon ozljede ili operacije donjeg ekstremiteta
- Rehabilitacija nakon totalne zamjene zgloba

Mjere opreza za uporabu

- Kardiovaskularne bolesti ili respiratorni poremećaj
- Astma ili angina izazvana tjelovježbom
- Akutni i kronični problemi s leđima
- Ruptirani ili hernirani disk
- Sigurnost i učinkovitost u trudnica nije utvrđena
- Sigurnost i učinkovitost za pojedince s ocjenom mjerenja funkcionalne neovisnosti 1 ili 2 (ovisno o maksimalnoj asistenciji) nije utvrđena
- Pojas trake za trčanje ne učvršćuje se na svom mjestu. Budite sigurni da je pacijent stabilan prije isključivanja trake za trčanje i izlaska
- Monitor pulsa nije precizan
- Svako stanje kod kojeg povećani intraabdominalni tlak može biti zabrinjavajuće (na primjer urinarna inkontinencija, disfunkcija zdjeličnog dna, rekonstrukcija zdjeličnog dna ili druga stanja)

Kontraindikacije za uporabu

- Nestabilan prijelom
- Kardiovaskularna hipotenzija
- Tromboza dubokih vena

Sigurnost: upozorenja i oprezi

Prije uporabe anti-gravitacijske trake, pročitajte ovaj priručnik. Kao fizikalni terapeut, trener ili kliničar (operater proizvoda), morate razumjeti sigurnosne značajke i korisničko sučelje. Želimo da vi i vaši klijenti ili pacijenti (korisnici proizvoda) imate sigurno i ugodno iskustvo vježbanja.



OPASNOST: Izbjegavati neposredno opasnu situaciju koja će rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrću.

- Nemojte mijenjati električni utikač anti-gravitacijske trake za trčanje. Traka za trčanje dolazi opremljena uklonjivim kabelom za napajanje s utikačem NEMA 6-20. Morate imati izlaz za utičnicu NEMA 6-20 da biste bili kompatibilni. Zamjenom ovog kabela za smještaj međunarodnih utičnica mora se osigurati da kabel ima 220V na 20A.
- Ne koristite nikakve električne adaptere. To bi moglo dovesti do strujnog udara.
- Prije upotrebe produžnih kabela obratite se kvalificiranom električaru. Dugi produžni kabeli mogu prouzročiti pad napona na anti-gravitacijskoj traci, što može dovesti do njenog nepravilnog rada. AlterG osigurava kabel za napajanje od 4,6 m.
- Nemojte koristiti anti-gravitacijsku traku u mokrim ili vlažnim uvjetima.
- Kad je to relevantno, nemojte upravljati odašiljačem mjerača otkucaja srca zajedno s električnim srčanim stimulatorom srca ili sličnim uređajem. Odašiljač može uzrokovati električne smetnje koje mogu ometati rad pejsmejкера.
- Prije čišćenja ili servisiranja uvijek isključite antigavitacijsku traku.
- Tijekom čišćenja nemojte natapati nijedan dio anti-gravitacijske trake tekućinom; koristite prskalicu ili vlažnu krp. Držite sve tekućine podalje od električnih komponenata. Prije čišćenja i održavanja uvijek isključite anti-gravitacijsku traku.
- Servis bi trebao obavljati ovlašteni tehničar tvrtke AlterG. Usluga neovlaštenih AlterG tehničara poništava jamstvo. Obratite se tvrtki AlterG prije nego što vi ili električar pokušate bilo kakvo održavanje.
- Ne stavljajte tekućine na bilo koji dio anti-gravitacijske trake (osim u držače boca za vodu), uključujući površinu za trčanje anti-gravitacijske trake.
- Uvijek održavajte površinu za trčanje čistom i suhom.
- Nemojte odspajati ili mijenjati bilo koje unutarnje ožičenje na anti-gravitacijskoj traci nakon instalacije.



UPOZORENJE: Izbjegavati potencijalno opasnu situaciju koja može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti.

- Korisnici se moraju konzultirati sa svojim liječnicima i dobiti medicinski pregled prije početka bilo kojeg programa vježbanja. To je osobito istinito ako korisnici imaju bilo što od sljedećeg: povijest srčanih bolesti, visokog krvnog tlaka, dijabetesa, kroničnih bolesti dišnog sustava, povišenog kolesterola, ako puše cigarete, trenutno su neaktivni, pretili ili imaju bilo koju drugu kroničnu bolest ili fizičku oštećenje.
- Korisnici moraju odmah prestati s vježbanjem i obratiti se liječniku ako osjete nesvjesticu, vrtoglavicu, pojave bolove u prsima, mučninu ili bilo koje druge abnormalne simptome tijekom korištenja anti-gravitacijske trake za trčanje.



OPREZ: Izbjegavajte potencijalno opasnu situaciju koja može dovesti do lakših ili umjerenih ozljeda.

- Uvijek koristite sigurnosni vez za nuždu isporučen s anti-gravitacijskom trakom. Tijekom vježbanja treba ga pričvrstiti na odjeću korisnika. Ovo je važna značajka u slučaju da korisnik padne tijekom treninga.
- Prije rada s anti-gravitacijskom trakom, osigurajte da je mehanizam za zaključavanje kokpita uključen i zaključan do kraja u nosače koji uokviruju anti-gravitacijsku traku. Ako to ne učini, kokpit se može pomaknuti tijekom rada, što može rezultirati mogućim ozljedama korisnika.
- Prije upotrebe pročitajte, razumite i testirajte postupak zaustavljanja u nuždi.
- Nikad ne ostavljajte djecu bez nadzora oko antigravitacijske trake.
- Sigurnost i učinkovitost u trudnica nisu utvrđene. Trudnice ili žene koje mogu biti trudne trebaju se posavjetovati sa svojim liječnikom prije upotrebe anti-gravitacijske trake za trčanje.
- Antigravitacijska traka za trčanje mora se koristiti pod nadzorom pravilno obučenog rukovatelja. Korisnik vježbanja anti-gravitacijske trake ni u kojem trenutku ne smije imati odgovarajući nadzor; čak i ako ste prethodno bili obučeni za pravilan rad uređaja.
- Postavite i upravljajte anti-gravitacijskom trakom na čvrstoj, ravnoj površini.
- Nemojte nositi široku ili viseću odjeću dok koristite antigravitacijsku traku. Ne spremajte ništa (poput kratkih hlača) u vrećicu anti-gravitacijske trake.
- Prije početka treninga provjerite ima li smeća u anti-gravitacijskoj traci.
- Držite ruke dalje od vrećice i strukture okvira tijekom napuhavanja kako biste izbjegli stezanje.
- Držite ruke dalje od svih pokretnih dijelova.
- Ne koristite Fit anti-gravitacijsku traku ako je težina korisnika manja od 39 kg ili veća od 400 lbs. (180 kg). Korisnici koji teže više od 350 lbs (159kg) možda neće imati težinu do punih 20% prvotne tjelesne težine.
- Treba biti oprezan kada korisnik ulazi i izlazi iz anti-gravitacijske trake. Korisnici nikada ne smiju ulaziti u anti-gravitacijsku traku dok se površina trake kreće. Osigurajte da je sigurnosni magnet za zaustavljanje u nuždi pričvršćen na traku tako da je remen trake zaključan i neće se pomicati kad korisnik zakorači na površinu. Pazite da se korisnik drži kokpita ili rukohvata kad god je to moguće kako bi podržao svoje tijelo.
- Provjerite je li korisnik potpuno zatvoren u torbu prije početka treninga i je li kokpit namješten na ispravnu visinu i zaključan na svom mjestu.
- Pazite da korisnik nosi odgovarajuće sportske cipele, poput onih na gumenim ili potplatima s visokom vučom. Ne dopustite cipele s potpeticama ili kožnim potplatima. Pazite da kamenje ili oštri predmeti nisu ugrađeni u potplat cipela.
- Kao i kod bilo kojeg drugog treninga na traci, pobrinite se da korisnik na kraju korisničkog treninga uključi fazu hlađenja. Prije zaustavljanja pobrinite se da se vrate na punu tjelesnu težinu i vježbajte umjereno. Izbjegavajte naglo završavanje ili pauziranje treninga dok je korisnik smanjene tjelesne težine ili pri velikoj brzini.
- Sigurnost i cjelovitost anti-gravitacijske trake mogu se održati samo kada se anti-gravitacijska traka redovito pregledava na oštećenja i istrošenost i ako se pravilno popravi. Isključiva je odgovornost korisnika / vlasnika ili operatora objekta da osigura redovito održavanje. Istrošene ili oštećene komponente moraju se odmah zamijeniti, a anti-gravitacijsku traku ukloniti iz upotrebe dok se popravak ne izvrši. Za održavanje i popravak anti-gravitacijske trake treba koristiti samo dijelove proizvođača ili odobrene komponente.



OPREZ: AlterG koristi neodimijske magnete kako bi držao vrećicu na mjestu u blizini korisnika. Neodimijski magneti član su obitelji magneta Rijetke Zemlje i najmoćniji su trajni magneti na svijetu. Proizvod Fit koristi do četiri N42 neodimijska magneta sa svake strane vrećice. Svaki od ovih magneta može imati čak 22 kg. (10 kg) vučne sile i magnetsko polje od 13 200 Gaussa. Srećom, magnetsko polje vrlo brzo pada s magneta tako da je na udaljenosti od 3,6 inča (7,6 cm) magnetsko polje ukupno manje od 100 Gaussa. Savjetuje se oprez ako korisnik koristi srčani stimulator srca, inzulinsku pumpu ili

druge elektromagnetske proizvode tijekom sesije u anti-gravitacijskoj traci AlterG. Prije upotrebe ovog proizvoda uvijek se obratite svom zdravstvenom radniku.

Uvod

Savjetovanje s liječnikom

Svatko tko razmišlja o programu vježbanja ili povećanju aktivnosti treba se obratiti liječniku. Preporučuje se da korisnici slijede smjernice svog liječnika prije i tijekom programa vježbanja ili bilo kojeg drugog povećanja tjelesne aktivnosti ako:

- Imate srčane bolesti, visoki krvni tlak, dijabetes, kroničnu respiratornu bolest ili povišeni kolesterol
- Pušiti cigarete
- Trenutno su neaktivni, pretili su ili imaju bilo koju drugu kroničnu bolest ili tjelesno oštećenje ili ako u njihovoj obitelji postoji povijest takve bolesti



Neodimijski magneti mogu utjecati na elektrostimulatore srca.

Jaka magnetska polja u blizini neodimijskog magneta mogu utjecati na pacemakere, ICD i druge ugrađene medicinske uređaje. Mnogi od ovih uređaja izrađeni su sa značajkom koja ih deaktivira magnetskim poljem. Stoga se mora paziti da se nenamjerno deaktiviraju takvi uređaji.

Važnost zagrijavanja i hlađenja

Važno je da se korisnici postupno zagriju, ohlade i uključe niz dijelova prije i na kraju svakog vježbanja. Istezanje potiče potrebnu fleksibilnost koja pomaže u sprečavanju bolnih mišića i ozljeda tijekom svakodnevnih aktivnosti.

Nemojte naglo završiti sesiju vježbanja na Fit anti-gravitacijskoj traci. Korisnikovu cijelu tjelesnu težinu treba polako vraćati i uključivati nekoliko minuta hoda s punom tjelesnom težinom i malim intenzitetom prije zaustavljanja treninga.

Postavljanje i instalacija

Fit antigravitacijsku traku instalirat će kvalificirani tehničar tvrtke AlterG nakon isporuke. Svakako prilikom isporuke pregledajte anti-gravitacijsku traku kako biste utvrdili postoji li šteta koja je mogla nastati tijekom prijevoza. Fotografirajte i svaku štetu odmah prijavite brodaru i AlterG-u. Kada potpišete pošiljku antigravitacijske trake, preuzimate odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati prije instalacije.

Električni zahtjevi

Preporučena veza za električno napajanje za Fit anti-gravitacijsku traku je namjenski strujni krug od 20 ampera, 220 VAC @ 50/60 Hz sa zemljom. Utikač isporučen s anti-gravitacijskom trakom označen je NEMA sustavom konfiguracije kao 6-20P. Odgovarajuća posuda za utikač je NEMA 6-20R.

Odgovarajući utikač za dotičnu državu i objekt trebao bi biti ožičen na sljedeći način:

- Plavi dirigent: Neutralno
- Smeđi dirigent: Linija
- Zeleno / žuti dirigent: Prizemlje

Zahtjevi za uzemljenje



UPOZORENJE: Da bi se izbjegla opasnost od električnog udara, ova oprema smije biti priključena samo na mrežni dovod sa zaštitnim uzemljenjem.

Fit antigravitacijska traka za trčanje mora biti električno uzemljena. Ako postoji električni kvar, uzemljenje pruža put najmanjeg otpora za električnu struju kako bi se smanjio rizik od električnog udara. Kabel za napajanje anti-gravitacijske trake uključuje uzemljeni utikač. Ovaj utikač mora se uključiti u odgovarajuću utičnicu (NEMA 6-20R) koja je pravilno instalirana i uzemljena u skladu s važećim nacionalnim električnim kodeksom, kao i svim lokalnim propisima i pravilima. Ako uopće niste sigurni u ove zahtjeve, obratite se tvrtki AlterG ili kvalificiranom električaru.

Zahtjevi za lokaciju


Fit antigravitacijska traka za trčanje mjeri 84 "(213 cm) × 38 "(97 cm) i težak gotovo 550 lbs (249 kg). Potrebno ga je postaviti na strukturno zvučnu površinu. Ako se koristi iznad razine tla, preporučljivo je postaviti ga blizu ugla prostorije ili tamo gdje će pod biti najčvršći kako bi se osigurala maksimalna potpora tijekom velike brzine i jakog udara. Površina bi trebala biti ravna kako bi se osiguralo minimalno savijanje okvira protu gravitacijske trake. Ne postavljajte anti-gravitacijsku traku izravno na debeli tepih, jer može ometati zračne ventile smještene na donjoj strani trake. Antigravitacijska traka mora biti na udaljenosti od 3,7 m (od prednje strane trake) od odgovarajuće električne utičnice. Provjerite s kvalificiranim električarom ili tvrtkom AlterG planirate li na bilo koji način produžiti kabel. Svakako ostavite najmanje 24 "(61 cm) s obje strane trake kako bi se vrećica mogla proširiti tijekom napuhavanja. Ostavite najmanje 40 "(1 m) iza pokretne trake da smjesti korisnika koji sigurno ulazi i izlazi i najmanje 20" (.5 m) ispred jedinice kako biste omogućili pristup elektronici i prekidaču za uključivanje / isključivanje.

Preporučujemo područje najmanje 3,7 m dužine i 8 m (2,4 m) širine kako bi se osigurao odgovarajući prostor za rad i pristup korisnika. Također, provjerite visinu stropa kako biste bili sigurni da korisnici tijekom trčanja neće udarati glavom o strop. Površina anti-gravitacijske trake je 6 "(15 cm) od poda. Strop od 8 stopa (2,4 m) može biti prenizak za više korisnike.

Specifikacije instalacija AlterG FIT anti-gravitacijske trake za trčanje®

- Maksimalna visina trake za trčanje: 74 "(1,88M)
- Širina trake za trčanje: 0,97 milijuna (38 ")

- Duljina trake za trčanje: 84 "(2,13M)
- Visina stropa minimalna: 96 "(2,44M)
- Težina proizvoda je ~ 550 lbs (249Kg)
- **Važna napomena:** Postavite prednju stranu na 2,44 M od utičnice i ostavite najmanje 20 inča (0,5 M) slobodnog prostora na prednjoj strani jedinice za pristup elektrici i prekidaču za uključivanje / isključivanje.




Transport vaše antigravitacijske trake za trčanje

Obratite se tvrtki AlterG ako planirate premjestiti antigravitacijsku traku. Jamstvo neće pokriti štetu koja nastane nepravilnim pomicanjem anti-gravitacijske trake.

Komponente anti-gravitacijske trake za trčanje

Ključne komponente za upravljanje anti-gravitacijskom trakom označene su na donjim fotografijama.



Operacija

Bilješka: Sljedeće upute za uporabu provodi kliničar ili prema uputama liječnika.

Uključivanje antigravitacijske trake za trčanje

1. Prekidač za napajanje nalazi se na prednjoj strani Fit anti-gravitacijske trake. Uključite ga za pokretanje sustava i za pokretanje softvera. Kako se softver učitava, izbjegavajte dodirivanje zaslona jer može ometati postupak pokretanja sustava.

Bilješka: Ne dopustite korisniku da stoji na pojasu anti-gravitacijske trake za trčanje tijekom podizanja sustava. Ako korisnik nenamjerno stavi teret na remen tijekom podizanja sustava, prikazuje se poruka o pogrešci. Neka korisnik stoji izvan jedinice dok se ne završi slijed pokretanja.



2. Sustav je spreman kad se pojavi zaslon dobrodošlice.

Bilješka: Ako niste pročitali ovaj priručnik, preporučuje se da NAPUSTITE sada ili potražite odgovarajuće upute od kvalificiranog operatora. Kucanjem na START SESSION potvrđujete da ste pročitali i razumjeli ovaj priručnik.



Osiguravanje korisnika na anti-gravitacijskoj traci

Postupci u ovom odjeljku opisuju:

- Obući kratke hlače
- Zakoračivši u antigravitacijsku traku
- Zatvarač u torbu
- Postavljanje visine kokpita
- Pričvršćivanje sigurnosnog pojasa

Stavljanje kratkih hlača

Vaša anti-gravitacijska traka dolazi s prilagođenim kompresionim kratkim hlačama od neoprena koje osiguravaju nepropusno brtvljenje između tijela korisnika i otvora vrećice na traci. Preporučuje se da korisnik stavi kratke hlače prije nego što uđe na traku.

Neka korisnik odabere veličinu koja je ugodna, ali ne neugodna i pobrinite se da se oznaka nalazi na leđima korisnika i na unutrašnjosti kratkih hlača. Za udobno nošenje i kako bi se spriječilo skupljanje, preporučuje se da korisnik ispod kratkih hlača nosi par kratkih hlača ili tajica.

Bilješka: Hlače su bez lateksa (90% neopren, 10% najlon obložen uretanom).



Zakoračivši u antigravitacijsku traku



OPREZ: Prije nego što korisnik zakorači u trkaću površinu anti-gravitacijske trake, osigurajte da je sigurnosni magnet postavljen na konzolu. Ako sigurnosni magnet nije postavljen, traka za trčanje pretpostavlja da postoji sigurnosni problem i odvaja trčnu površinu.

Prije ulaska u pokretnu traku provjerite je li kokpit na najnižoj razini. Ulazak s trakom za trčanje s kokpitom u viši položaj može dovesti do pomicanja kokpita, što može dovesti do gubitka ravnoteže.

Uđite u pokretnu traku sa stražnje strane i zakoračite u otvor za vreću.

Dobro je nagaziti torbu, ali pripazite da u potplat cipela ne budu ugrađene stijene ili oštri predmeti koji bi mogli vređati ili oštetiti torbu.

Bilješka: Tkanina za vrećice ne sadrži lateks.



Postavljanje visine kokpita

1. Okrenite se prema naprijed i povucite sigurnosnu traku prema sebi kako biste otkočili kokpit.



Na zaslonu se pojavljuje poruka "Zaključavanje kokpita" koja označava da je kokpit otključan.



2. Uhvatite se za rukohvate i pomaknite kokpit gore ili dolje kako biste ga postavili na visinu koja postavlja patentni zatvarač na ilijačni vrh (gornji, vanjski rub zdjelične kosti osjeća se odmah ispod razine struka). Za dodatnu potporu prtljažnika, kokpit se može postaviti više.

Bilješka: Provjerite ima li dovoljno prostora iznad rukohvata kako bi vam ruke mogle ugodno njihati tijekom treninga.



Bilješka: Visine podmetača postavljene su na bočnim nosačima. Oni se mogu koristiti za označavanje visine kokpita za različite korisnike.

Za više informacija pogledajte opis naljepnica visine nehrđajućeg sloja u "Oznake, lokacije, tumačenje".



3. S pilotskom kabinom na ispravnoj visini, osigurajte da "klikne" na svoje mjesto, a zatim gurnite sigurnosnu traku naprijed (dalje od sebe) dok se potpuno ne zabravi.



Poruka "Cockpit Lock" nestaje i pojavljuje se zaslom dobrodošlice.



-
4. Uхватite ručku sa svake strane vrećice i podignite vrećicu ravno do rukohvata.



-
5. Povucite prema gore dok se obje strane vrećice ne prikače za magnete na donjoj strani rukohvata.



OPREZ: Nikada ne upravljajte anti-gravitacijskom trakom bez kokpita u zaključanom položaju. Ovo je ključna sigurnosna stavka koja sprječava nehотиčno odvajanje kokpita tijekom vježbanja.

Nikada ne pokušavajte pomaknuti kokpit dok se vreća napuhuje ili kada je potpuno napuhana. Ako vrećicu treba repositionirati dok korisnik vježba, zaustavite sesiju. Tada možete promijeniti visinu kokpita.

Zatvarač u torbu

Kad je kokpit na svom mjestu, zakopčajte se u anti-gravitacijsku traku. Patentni zatvarač započinje se sprijeda i u središtu tijela, a patentni zatvarač se kreće u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se ne vrati da se preklapa sprijeda. Pazite da je patentni zatvarač potpuno zatvoren kako biste dovršili brtvu.

Patent zatvarač omogućuje brzo pričvršćivanje i odvajanje korisnika iz torbe, pojednostavljuje higijenu i pruža prilagođeno prilagođavanje korisnicima svih veličina.



Pričvršćivanje sigurnosnog lanca

Uvijek koristite magnetsku sigurnosnu traku isporučenu s anti-gravitacijskom trakom. Ako izgubite sigurnosni magnet, naručite zamjenu kod tvrtke AlterG. Kao mjera predostrožnosti, traka za trčanje neće raditi bez sigurnosnog magneta izravno preko naljepnice za hitno zaustavljanje.

Djelovanje operatora ili korisnika

Zaslon

1. Navucite narukvicu trake oko jednog zgloba.



2. Sigurnosni magnet za vezicu postavite izravno preko kružnog indikatora na konzoli s oznakom "Stop u nuždi"; u suprotnom, anti-gravitacijska traka neće raditi.



OPREZ: Nikada ne pokušavajte pobijediti ovu kritičnu sigurnosnu značajku pričvršćivanjem vezice na vrećicu, strukturu anti-gravitacijske trake ili bilo gdje drugdje osim na zglob korisnika.

Ako korisnik padne tijekom vježbanja, magnet se izvlači s konzole i prekida napajanje trake za trčanje; ispušta se tlak zraka; pokretna površina trake za trčanje odvaja se od pogona i može se slobodno kretati. Na zaslonu se prikazuje poruka ESTOP.






3. Nastavi na "Početak i završetak sesije vježbanja".
-

Početak i završetak sesije vježbanja

Postupci u ovom odjeljku opisuju:

- Započinjanje sesije vježbanja
- Korištenje značajki i kontrola zaslona osjetljivog na dodir
- Podešavanje brzine pokretne trake za trčanje

Pokretanje trening sesije

Djelovanje operatora ili korisnika	Zaslon
1. Na zaslonu dobrodošlice taknite START SESIJA.	
2. Slijedite upute na zaslonu Prije nego što započnete, a zatim dodirnite POČNI KALIBRACIJU. Rutina kalibracije daje kritične informacije koje Antigravitacijska traka treba za preciznu kontrolu tjelesne težine tijekom vježbanja. Bilješka: Za preciznu kalibraciju presudno je da se na površinu pojasa nanese težina cijelog tijela korisnika. Držanje za bilo koji drugi dio trake, na primjer, odmaranje ruke na vrhu torbe dok se traka kalibrira, rezultirat će pogrešnom kalibracijom i netočnim podešavanjem tjelesne težine tijekom vježbanja. Tijekom postupka baždarenja preporučuje se da korisnik ispruži ruke ili prekriži prsa, dalje od bilo kojih struktura.	
Kad je kalibracija završena, prikazuje se postotak tjelesne težine korisnika koji može biti odvgan. 3. Dodirnite POKRENI SESIJU. Sjednica vježbanja započinje.	
4. Upotrijebite značajke i kontrole na dodirnom zaslonu za prikaz i izmjenu sesije vježbanja. Pogledajte "Korištenje kontrola na dodirnom zaslonu".	


Korištenje kontrola na dodirnom zaslonu



1	Informacije o sesiji vježbanja: Brojač vremena sesije (minute i sekunde), sagorijevane kalorije, tempo trčanja (u minutama do milje), udaljenost (u miljama ili kilometrima), puls u otkucajima u minuti (bpm).
2	Tjelesna težina %. Dodirnite strelicu prema gore za povećanje; dodirnite strelicu prema dolje za smanjenje. Možete prilagoditi tjelesnu težinu u koracima od 1%. Pogledajte "Prilagođavanje tjelesne težine". Raspon prilagodbe omogućuje korisniku vježbanje na težinama između 20% i 100% njihove tjelesne težine. Primjerice, ako korisnik teži 73 kg, a postotak tjelesne težine je postavljen na 20%, efektivna tjelesna težina je 15 kg.
3	Brzina (mph). Dodirnite strelicu prema gore za povećanje; dodirnite strelicu prema dolje za smanjenje. Za više informacija pogledajte "Prilagođavanje brzine i smjera protu gravitacijske trake".
4	Dodirnite za zaustavljanje sesije.
5	Dodirnite za pauziranje / nastavak sesije.
6	Grafikoni prikaza u stvarnom vremenu: tjelesna težina i brzina
7	Dodirnite za otvaranje zaslona Pain. Pogledajte "Postavljanje razine boliPostavljanje razine boli".
8	Dodirnite za povratak na zaslon sesije (prikazan).

Prilagođavanje brzine i smjera protu gravitacijske trake

Brzina pokretne trake izražava se kao brojčana vrijednost u miljama na sat (mph) ili kilometrima na sat (km / h). Brzina se podešava u koracima od 0,1 mph (ili 0,1 km / h). Povećajte ili smanjite brzinu pomoću kontrola brzine strelice gore i dolje. Ako smanjite brzinu sve do 0, površina trake za trčanje zaustavlja se.



Prilagodite brzinu pokretne trake pomoću kontrola strelice prema gore i dolje. U smjeru prema naprijed, brzina će početi od 0,1 milje (0,16 km / h) i povećavat će se u koracima od 0,1 milje (0,16 km / h) za svako tapkanje gumba do maksimalno 12 mph (19,3 km / h). Držanjem bilo kojeg gumba pritisnutim dulje od 2 sekunde brzina se brže povećava ili smanjuje.

Opća preporuka za brzinu nasuprot intenzitetu		
Brzina, mph	Brzina, km / h	Intenzitet vježbe
1 do 3	1,6 do 4,8	Hodati
3 do 8	4,8 do 12,9	Jog
8 do 10	12,9 do 16,1	Trčanje
10 do 13	16,1 do 21	Brzo trčanje
> 13	> 21	Napredni trkač
-1 do -3	-1,6 do -4,8	Hodati
> -4	> -6,4	Oprezno, brzo postaje teško

Da biste odredili maksimalnu brzinu za vaš određeni model trake za trčanje, pogledajte "Dodatak A: Specifikacije anti-gravitacijske trake za trčanje".

Prilagođavanje tjelesne težine

Da biste umanjili nelagodu tijekom vježbanja, prilagodite tjelesnu težinu korisnika. Možda neće biti potrebno smanjiti težinu za veliki postotak da bi se osjetila značajna promjena. Počnite s malim postotkom; smanjenje od samo nekoliko postotnih bodova može značajno promijeniti vaš opažani napor.

Kako se kondicija korisnika poboljšava i kad se naviknu trčati, vidjet će da im možete postupno povećavati tjelesnu težinu i ostati ugodno.



OPREZ: Promijenite postotak tjelesne težine polako na nižim vrijednostima (<50%). Kada radite s malim postotkom tjelesne težine, ne dopustite korisniku da skače ili izvodi druge neobične manevre. Pri tako malim težinama korisnik se može podići s površine trake do mjere da postane nestabilan.



Postavljanje razine boli

Djelovanje operatora ili korisnika	Zaslon
<ol style="list-style-type: none">1. Dodirnite BOL na zaslonu sesije. Pojavljuje se grafički zaslon koji prikazuje brojevu ljestvicu od 10 točaka. Najniža razina boli je 0 (bez boli), a najviša razina boli 10 (najgora moguća).2. Na skali dodirnite broj koji odgovara trenutnoj razini boli.	
<ol style="list-style-type: none">3. Da biste potvrdili odabranu razinu boli, taknite SET PAIN LEVEL. Ovo postavlja odabir u područje prikaza desno. Potvrđuje vrijeme i prikazuje odabrani postotak tjelesne težine korisnika.4. Da biste ocijenili različite razine boli tijekom vježbanja, ponovite ove korake.	
<ol style="list-style-type: none">5. Dodirnite SESIJA za povratak na zaslon sesije.	

Zaustavljanje treninga

Prije nego što korisnik prestane vježbati, postupno vratite korisnikovu tjelesnu težinu na 100% i neka korisnik izvrši fazu hlađenja niskog intenziteta.

Kad završite sesiju vježbanja, korisnik bi trebao nastaviti koračati na mjestu dok izlazi iz sustava; ovo sprječava vrtoglavicu koju neki ljudi doživljavaju nakon vježbanja.

Djelovanje operatera ili korisnika	Zaslon
<p>1. Učinite jedno od sljedećeg:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dodirnite Stop (crveni gumb). Antigravitacijska traka za trčanje prvo se zaustavi, a zatim ispušta pritisak.• Ako korisnik tijekom vježbanja doživi nelagodu, povucite kopču za zaustavljanje u nuždi i pomaknite magnet. To stavlja traku za trčanje u režim slobodnog kotača i smanjuje pritisak u vrećici. Ako se traka za trčanje zaustavi na ovaj način, korisnik bi trebao nastaviti koračati kako bi izbjegao omamljivanje.	 A screenshot of the ALTER G control panel. The interface is dark blue with white text. At the top, it says 'ALTER G' and shows '02:12', '0', '120.00', and '0.05'. There are two buttons on the left: 'START' and 'STOP'. On the right, there are two circular controls with '100' and '0.5' labels. A yellow arrow points to a red square button in the bottom right corner, which is the stop button.
<p>Po zaustavljanju pojavljuje se zaslon Session Complete. Prikazuju se prosječni tempo trčanja i prosječna tjelesna težina korisnika za cijelu sesiju vježbanja. Ti će prosjeci biti niski ako se korisnik polako zagrije. Za bolji prikaz korisnikova tempa vježbanja, neka korisnik izvrši zagrijavanje, a zatim započne novu sesiju vježbanja u svom ritmu vježbanja.</p> <p>2. Odaberite opciju izvješća:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pošaljite izvještaj na e-adresu. Dodirnite POŠALJI E-MAILOM.• Izvezite izvješće USB ključem. Umetnite USB ključ u utor na konzoli i taknite EXPORT TO USB. <p>Bilješka: Ako odlučite napustiti sesiju bez stvaranja izvješća, nećete moći pristupiti rezultatima sesije.</p>	 A screenshot of the 'SESSION COMPLETE!' screen. The background is dark blue. The text 'SESSION COMPLETE!' is at the top. Below it, there are four data points: 'Average Pace 03:04', 'Avg. Body Weight 97', 'Avg. G 0.2', and 'Avg. G 0.2'. At the bottom, there are three buttons: 'SEND TO EMAIL', 'EXPORT TO USB', and 'STOP SESSION'.

Djelovanje operatora ili korisnika**Zaslon**

3. Ako ste odabrali opciju e-pošte, unesite naziv izvješća i adresu e-pošte. Dodirnite POŠALJI IZVJEŠTAJ.

Ako ste odabrali USB opciju, unesite naziv izvješća. Dodirnite SPREMI IZVJEŠĆE.



-
4. Kada se zaslon Session Complete završi, dodirnite EXIT SESSION, a zatim taknite OK.
-
5. Nastavi na "Izlazak iz antigravitacijske trakeIzlazak iz antigravitacijske trake".
-

Izlazak iz antigravitacijske trake

1. Zaustavite sesiju i pričekajte da se traka potpuno zaustavi.

2. Pričekajte da se vrećica potpuno ispuhne.

3. Tada korisnik može:

- Uklonite sigurnosni remen za zglob.
- Otkopčajte kratke hlače iz torbe.
- Otključite mehanizam za zaključavanje kokpita povlačenjem trake prema njima.
- Lagano spustite kokpit.
- Izađite iz pokretne trake. Okrenite se, izađite iz otvora vrećice i pažljivo zakoračite sa stražnje strane trake.



Praćenje otkucaja srca

Monitor pulsa

Zaslon AlterG Treadmill dizajniran je za primanje korisnikova broja otkucaja srca zajedno s upotrebom Polar® (prsnog remena) monitora otkucaja srca.¹ Polarne naramenice za prsa mogu se kupiti u najpopularnijim trgovinama sportskom opremom ili putem interneta. Da bi zaslon ispravno prikazao korisnikov puls, prijemnik unutar zaslona mora dobiti stabilan signal otkucaja srca od Polar odašiljača. Polarni sustav otkucaja srca sastoji se od dva glavna elementa: 1) senzora / odašiljača i 2) prijemnika na zaslonu AlterG trake za trčanje.

Kako nositi odašiljač na prsima

Senzor / odašiljač nosi se odmah ispod prsa i na vrhu trbuha, izravno na goljoj koži (ne preko odjeće). Odašiljač treba biti centriran ispod prsnih mišića. Nakon što je remen učvršćen, povucite ga od prsa rastezanjem trake i navlažite vodljive trake elektroda običnom vodom. Odašiljač radi automatski dok ga nosite; ne djeluje dok je odvojen od vašeg tijela. Međutim, budući da vlaga može aktivirati odašiljač, a nakupljanje soli od znoja može predstavljati problem, isperite odašiljač vodom i obrišite ga suhom nakon upotrebe. Traka na prsima je periva. Nakon što odvojite odašiljač, operite traku u toploj vodi pomoću blagog sapuna i temeljito isperite u čistoj vodi.

Prijemnik

Morate biti na udaljenosti od dva i pol metra od prijemnika da biste primili signal. Imajte na umu da vaš odašiljač može nestalno oscilirati ako ste preblizu drugoj Polar opremi. Održavajte udaljenost od najmanje tri metra između ostalih polarnih jedinica.

NAPOMENA: Do nepravilnog prijema otkucaja srca može doći ako je Polar monitor preblizu jakim izvorima elektromagnetskog zračenja, poput televizora, osobnih računala, električnih motora i nekih drugih vrsta opreme za fitness. Unutar dometa bilo kojeg prijemnika treba koristiti samo jedan odašiljač jer prijemnik može istodobno prihvatiti nekoliko signala, što uzrokuje netočno očitavanje.



OPREZ: Puls dobiven tijekom trake za trčanje AlterG samo je referenca. Nijedan medicinski tretman ili dijagnoza ne bi se trebali temeljiti na Polar Monitoru.

¹ Polar® je registrirani zaštitni znak tvrtke Polar Electro, Inc. Lake Success, NY

Postupci hitnog izvlačenja

U malo vjerojatnom slučaju da se pacijent imobilizira u antigravitacijskoj traci, pogledajte hitne korake u nastavku kako biste osigurali situaciju prije pozivanja +1510.270.5900 ili pozivanja na alterg.com.

VAŽNE BILJEŠKE:

1. Ne otključavajte kokpit dok ne pročitate dalje.
2. Pojas trake za trčanje na seriji Fit ne blokira se na mjestu, pa ga osigurajte tako da držite stopalo na njemu na stražnjem dijelu trake za trčanje.

Scenariji hitnih slučajeva

Postoje dva vjerojatna scenarija u kojima pacijentu može zatrebati hitna pomoć pri izlasku iz anti-gravitacijske trake:

Scenarij 1

Pacijent pada ili se umara do te mjere da ne može izaći s pokretne trake prije nego što se zračna komora napuše zrakom.

1. Opcija 1: Ako pacijent može stajati, zaustavite pokretnu traku i učvrstite pojas nogom. Pomozite pacijentu da izađe s pokretne trake.
2. opcija: Spriječite pomicanje remena osiguravajući ga nogom. Uklonite šipke vrećica na dnu trake.
3. opcija: Spriječite pomicanje remena osiguravajući ga nogom. Izrežite zračnu komoru i pomozite pacijentu da izađe s pokretne trake.






Scenarij 2

Pacijent se umara do te mjere da ne može izaći s trake nakon napuhavanja zračne komore.

Smanjite postotak tjelesne težine na manje od 40% i neka pacijent sjedne na svoje mjesto dok ponovno ne dobije snagu i ne može samostalno izaći.

Postavke objekta


Djelovanje operatora ili korisnika	Zaslon
<p>1. Da biste pristupili svim zaslonima za postavke, vratite se na početni zaslon i dvaput dodirnite gornji lijevi kut zaslona.</p>	 The screenshot shows the main screen of the ALTER G system. It has a dark blue background with the 'ALTER G' logo in white and green. Below the logo is a green button labeled 'START SCREEN'. A yellow arrow points to the top-left corner of the screen.
<p>2. Iskočit će tipkovnica. Unesite kod 5900.</p>	 The screenshot shows a numeric keypad overlay on the screen. The keypad has buttons for digits 1-9, 0, a 'Clear' button, a 'DEL' button, a 'Cancel' button, and an 'OK' button. The keypad is centered on the screen.
<p>Nakon ulaska u izbornik postavki, dočekat će vas niz konfiguracija i opcija.</p>	 The screenshot shows the settings menu. It has a dark blue background with several options: 'Restart Screen' (green button), 'Export Screen Data' (with a red 'OFF' indicator), 'Use Matrix Tools' (with a red 'OFF' indicator), 'Change Layout' (blue button), 'Send Log' (green button), and 'Monitor Log' (green button). There are also some diagrams or icons on the right side of the screen.

Navigacija kroz izbornik Postavke

Vaš će objekt imati ograničeni pristup navigacijskoj traci Postavke radi lakšeg rješavanja problema i dijagnostike. Dobit ćete pristup GUI-ju, podršci i usluzi i drugim istaknutim karticama. Nepristupačne kartice i gumbi bit će sive boje.

Prilagođavanje izgleda zaslona - kartica GUI

AlterG je zadani izgled u tvornici postavio na prvu navedenu postavku. Alternativni izgledi mogu se izraditi na navigacijskoj traci, mjernim podacima sesije i kontrolama trake za trčanje. Ispod je primjer odabranog izgleda sesije.



Da biste odabrali alternativni izgled, dodirnite gumb Promijeni izgled pored željenog izgleda.

Također možete promijeniti metričke ili standardne jedinice prebacivanjem gumba Upotrijebi metričke jedinice.

Upravljanje e-poštom - kartica GUI

Djelovanje operatora ili korisnika

Skratite postupak završetka sesije unaprijed programiranjem adresa e-pošte vašeg osoblja. To vam omogućuje odabir adresa e-pošte s unaprijed programiranog popisa i smanjenje vremena provedenog u unosu podataka.

1. Odaberite karticu GUI.
2. Dodirnite Upravljanje e-adresama.


Zaslon



3. Unesite ime i e-adresu kliničara i dodirnite DODAJ.



4. Imate mogućnost prikazivanja unaprijed programiranog popisa po imenu ili e-poštom.



Tehnička podrška - kartica Podrška

Ako imate problema sa svojim sustavom Stride Smart i povezani ste na Wi-Fi, naš servisni tim možda će moći dobiti daljinski pristup i pomoći vam u rješavanju problema s vašom jedinicom.

Nazovite naš servisni tim na (510) 270-5369 ako im želite odobriti daljinski pristup. Mogu vas provesti kroz postupak u nastavku.

Djelovanje operatora ili korisnika


Zaslon

1. U Postavkama objekta na kartici Podrška dodirnite Tehnička podrška.



U roku od 5 sekundi trebali biste vidjeti skočni prozor TeamViewer. Nakon još 5-10 sekundi, polja ID i lozinka automatski će se popuniti.

2. Pročitajte ID i lozinku natrag svom tehničaru. To će im omogućiti da se povežu s vašom jedinicom i kontroliraju zaslon.



Ponovo pokrenite aplikaciju

Djelovanje operatora ili korisnika

Zaslon

Ako imate problema sa Stride Smartom, možda ćemo zatražiti da ponovno pokrenete uređaj. Da biste to učinili, dodirnite Restart App.



Isključivanje računala


Dizajnirali smo anti-gravitacijsku traku da ostane stalno uključena. Računalo i zasloni crpe točno 45 W, što je manje od žarulje od 60 W.

Djelovanje operatera ili korisnika

Isključivo računalo smije se koristiti samo ako se Stride Smart i anti-gravitacijska traka moraju isključiti. Molimo isključite jedinicu prije nego što bilo što odspojite sa zida.

Sustav će se automatski pokrenuti nakon što se ponovno uključi u zid.

Zaslon



Kalibriranje težine palube - kartica usluge

Ako imate problema s kalibracijom, možda ćete trebati ponovno kalibrirati težinu palube. Molimo kontaktirajte AlterG Service prije resetiranja težine palube.

Djelovanje operatera ili korisnika

1. Odaberite karticu Usluga.
2. Da biste ponovno kalibrirali težinu palube, osigurajte da na palubi trake nema utega. Ne može biti nitko tko stoji unutra ili sa strane trake za trčanje.
3. Dodirnite Postavi težinu palube. Ovaj bi broj trebao biti oko 200 lbs (+/- 70).

Ako se problemi s kalibracijom i dalje javljaju, obratite se našem servisnom timu AlterG.

Zaslon



Oznake, lokacije, tumačenje

Morate pročitati i razumjeti naljepnice na Fit anti-gravitacijskoj traci. Na naljepnicama se nalaze informacije o radu anti-gravitacijske trake. Slijedite sve upute na naljepnicama za sigurno i ugodno vježbanje.

Ako bilo koja naljepnica postane oštećena i nečitljiva, odmah kontaktirajte AlterG kako biste naručili zamjenu.

Mjesta naljepnica naznačena su na donjem dijagramu. Slijedi grafički prikaz i detaljan opis svake naljepnice.



Oznaka # 1



Ovo je naljepnica za kontakt sa servisom. Nalazi se na prednjoj strani konzole iznad trake za zaključavanje i prikazuje telefonski broj, e-adresu i web mjesto koje treba kontaktirati radi podrške i popravka.

Oznaka # 2

OPREZ - Da biste smanjili rizik od ozljeda od pokretnih dijelova, prije servisiranja izvucite utikač.

UPOZORENJE - Da biste smanjili rizik od strujnog udara, isključite utikač prije čišćenja ili servisiranja.

Ovaj je uređaj sukladan s dijelom 15 FCC pravila. Operacije podliježu sljedeća dva uvjeta;

(1) Ovaj uređaj ne smije stvarati štetne smetnje.

(2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primijene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad.

Ovaj digitalni uređaj klase A usklađen je s kanadskim ICES-003

115127-10 Rev C

Ova se naljepnica nalazi na prednjoj ploči u blizini podnožja anti-gravitacijske trake. Prije čišćenja ili servisiranja uvijek isključite traku za trčanje kako biste smanjili rizik od ozljeda od pokretnih dijelova ili strujnog udara.

Oznaka # 3

U.S. Patent 7,591,795
Maximum User Weight 180kg
Wi-Fi
Contains FCC ID: PPD-AR5B22
Contains IC ID: 4104A-AR5B22

Made in U.S.A

ALTER G®

48368 Milmont Drive
Fremont, CA 94538 USA

Obeis s.a.
Bd. General Wakis, 53
1030 Brussels, Belgium

Cellular
Contains FCC ID: N7NEM7455
Contains IC ID: 2417C-EM7455

208 V~, 60 Hz, 16 A (Default)
220 V~, 50/60 Hz, 20 A (Default)

120V~, 60 Hz, 16A
 230 – 240 V~, 50/60 Hz, 13 A
 230 – 240 V~, 50/60 Hz, 16 A

201811 Rev E

AlterG proizvodi sustav. Ova se naljepnica nalazi na prednjoj ploči u blizini baze anti-gravitacijske trake i identificira serijski i model broja sustava, kao i zahtjeve za snagom i naponom.

Oznaka # 4



Ova se naljepnica nalazi na poklopcu zaslona, jedna s lijeve, a druga s desne strane zaslona osjetljivog na dodir. Piće nije dopušteno na anti-gravitacijskoj traci bilo gdje osim u držačima za čaše. Preporučuju se zatvoreni spremnici ili spremnici s poklopcem.

Oznake # 5 i # 10

CM	IN
91	36
	35
86	34
	33
81	32
	31
76	30
	29
71	28
	27
66	26

Te se naljepnice nalaze na vertikalnim nosačima (oznaka br. 5 označava centimetre na lijevom nosaču, oznaka br. 10 označava centimetre na desnom nosaču). Kada korisnik postavi i zaključa kokpit, bilježi se visina kokpita i može se koristiti za buduću referencu.

Oznaka # 6



Ova se naljepnica nalazi s obje strane kokpita, pored vertikalnih nosača i pokazuje visinu kokpita koju je postavio korisnik.


Oznaka # 7



Ova se naljepnica nalazi u donjem desnom kutu cjevastog okvira koji okružuje zaslon osjetljiv na dodir i konzolu.

Kokpit mora biti osiguran u okomitim regulatorima visine i zaključan prije nego što korisnik počne vježbati. Ova je naljepnica pričvršćena na prednjoj strani kokpita na vrhu. Obavezno slijedite ove upute.

Oznaka # 8



Oznaka za zaustavljanje u nuždi nalazi se na upravljačkoj ploči ispod zaslona osjetljivog na dodir. Označava gdje treba postaviti sigurnosni magnet za rad anti-gravitacijske trake. Ako sigurnosni magnet nije postavljen na kružni klin ispod riječi "HITNO STOP", anti-gravitacijska traka neće raditi. U uporabi, ako se dogodi bilo kakva hitna situacija, potezanje na vezici pričvršćenoj na magnet istisnut će magnet i zaustaviti traku za trčanje. Prije početka vježbanja uvijek osigurajte sigurnosni vez za zglob korisnika.

NAPOMENA: USB priključak namijenjen je za prijenos samo podataka o završetku sesije i prilagođenih programa za vježbanje. USB priključak nije prikladan kao priključak za punjenje prijenosnih uređaja.

Oznaka # 9



Ova se naljepnica nalazi s rukohvata na obje strane i označava mjesto magneta.

Oznaka # 11



Ova se naljepnica nalazi u strukturi anti-gravitacijske trake i ukazuje da je na tom mjestu prisutan visoki napon. Ako vidite ovu naljepnicu, nemojte se približavati niti rastavljati bilo koju komponentu na koju je pričvršćena. Budući da visoki napon može prouzročiti ozbiljne ozljede ili smrt, samo kvalificirani servisni tehničar AlterG-a trebao bi pokušati popraviti.

Oznaka # 12



Ova se naljepnica nalazi na unutarnjoj strani prednje ploče i označava veza sa zemljom. Koristi se za referencu nultog potencijala i zaštitu od električnog udara.

Oznaka # 14



Ova se naljepnica nalazi pored naljepnice proizvoda na prednjoj ploči u blizini baze antigravitacijske trake za trčanje. To ukazuje na to da vas ovaj proizvod može izložiti kemikalijama za koje država Kalifornija zna da uzrokuju rak, urođene nedostatke ili drugu reproduktivnu štetu. Za više informacija posjetite www.P65Warnings.ca.gov.

Održavanje

Da biste osigurali siguran rad i dugovječnost vaše Fit anti-gravitacijske trake za trčanje, morate provoditi povremeno održavanje. Mnoge zadatke održavanja možete obaviti sami; međutim, preporučuje se da tehničar AlterG pregleda sustav svakih 12 mjeseci.



OPREZ: Provjerite je li anti-gravitacijska traka isključena i odspojena prije izvođenja bilo kojeg od dolje opisanih održavanja.

Dezinfekcija

Čišćenje i dezinfekcija kratkih hlača

- Prije nego što korisnik stavi ili skine AlterGove kratke hlače, pobrinite se da uvijek skinu cipele. Držanje cipela dok oblačite kratke hlače stvara veliki stres na njihovim šavovima i znatno će smanjiti životni vijek kratkih hlača.
- Ako se bilo koji dio kratkih hlača istroši, prekinite upotrebu.

Upute za pranje: Perite ručno ili strojno u laganom ciklusu. Kad upotrebljavate perilicu, kratke hlače stavite u mrežastu vrećicu. Koristite blagi deterđent. Suhi zrak. Ne stavljajte kratke hlače u sušilicu.

Bilješka: Hlače su bez lateksa.

Sadržaj:

90% neopren

10% uretanae presvučeni najlon

AlterG-ove kratke hlače treba očistiti i dezinficirati u skladu sa važećom kliničkom politikom u vezi s odjećom za pacijente i stupnjem rizika od izloženosti. Potražite najnovije smjernice o dekontaminaciji opreme i odjeće za pacijente na web mjestu CDC-a.

Standardno čišćenje može se provesti potapanjem u antimikrobne spojeve i mehaničkim miješanjem. Slijedite smjernice za određena antimikrobna sredstva za čišćenje koja se koriste kada određujete vrijeme i način izlaganja dekontaminaciji. Konstrukcija materijala AlterG Shorts je od neoprena i uretana; možete se obratiti proizvođaču željenih sredstava za čišćenje u vezi s prikladnošću i uputama za uporabu. Kratke hlače podnose izlaganje 10% otopini izbjeljivača.

Slijedite CDC preporučene postupke za dekontaminaciju kad kratke hlače postanu izložene ljudskom otpadu ili krvi ili kada su u pitanju visoko rizični pacijenti ili visoko rizična mikrobna kontaminacija. Preporučuje se odlaganje kratkih hlača nakon izlaganja otpadu, krvi ili vrlo zaraznim mikroorganizmima ili kada su u pitanju pacijenti s visokim rizikom od zaraze.

Izravno izlaganje kratkih hlača krutom otpadu (izmetu) krvi ili slomljenoj koži smatra se neobičnim stanjem i možda neće biti moguće adekvatno dezinficirati kratke hlače u tim okolnostima. Kratke hlače koje su izložene riziku od veće kontaminacije trebaju se ukloniti iz neposredne uporabe i sterilizirati između uporabe ako se smatraju određenima za sigurnu ponovnu upotrebu. Ako je moguća slomljena koža, inkontinencija ili visoko rizična mikrobna kontaminacija, situaciju treba procijeniti od slučaja do slučaja.

Preporučuje se da pacijenti s visokim rizikom od urinarne ili fekalne inkontinencije nose podstavke, pelene i druga učinkovita sredstva za prigušivanje, zadržavanje i apsorpciju. Izbjegavajte prenošenje otpada ili zaraznih organskih tvari u unutrašnjost trake jer je vrlo teško ukloniti organsku kontaminaciju nakon unošenja u unutrašnjost trake za trčanje.

Urinarni kateteri i ostali uređaji za skladištenje otpada na vodovima i vrećama trebaju se koristiti s oprezom i svjesnošću da unutarnje okruženje trake doseže tlak viši od atmosferskog. Ova razlika u tlaku može stvoriti sustav katetera pod pritiskom, što uzrokuje bubrenje, curenje ili pucanje.

Čišćenje i dezinfekcija vreća i okvira

Obrišite površine ljuske i cjevastog okvira anti-gravitacijske pokretne trake s 10% otopinom izbjeljivača ili drugim deterdžentima / dezinficijensima koji su kompatibilni s uretanskim premazima i folijama na bazi epoksida i udovoljavaju CDC-ovim smjernicama za dezinfekciju. Nemojte namakati površine do te mjere da otopina izbjeljivača počinje teći. Preporučuje se redovito čišćenje i brisanje površina nakon svake uporabe. Nakon izlaganja infektivnim agensima, očistite površine trake za trčanje u skladu sa smjernicama CDC-a ili se obratite tvrtki AlterG, Inc. Napomena: Tkanina u vrećici ne sadrži lateks.

Opće čišćenje i pregled

Periodično čišćenje i pregled pomoći će vam produžiti životni vijek vaše antigravitacijske trake i održavati njezin dobar izgled. Najveći doprinos kvaru trake za trčanje bit će nakupljanje nečistoće i smeća unutar trake za trčanje. Da biste to spriječili, osigurajte da korisnici uvijek nose čiste cipele dok vježbaju. Budući da je traka za trčanje zapečaćeni sustav, prisutnost prljavštine i krhotina uvelike smanjuje dugovječnost proizvoda.

Održavanje čistoće sustava također će olakšati uočavanje problema koji se inače ne bi mogli pronaći dok ne bude prekasno. Ispod je općenita smjernica o intervalima čišćenja i održavanja. Ako je anti-gravitacijska traka za trčanje u prljavom okruženju ili se intenzivno koristi, intervali čišćenja i pregleda trebali bi se češće javljati. Ne koristite abrazivne četke ili sredstva za čišćenje; oni će oštetiti i ogrebat i boje i plastične površine. Također, nemojte namakati bilo koju površinu tekućinom jer osjetljiva elektronika može biti oštećena i dovesti do električne opasnosti.

Dnevno

1. Pregledajte i uklonite ostatke otpadaka iz unutrašnjosti vrećice.
2. Provjerite ima li abnormalnog rada. Osigurajte da nema neobičnih karakteristika izvedbe kao što su:
 - Neobični zvukovi, poput šištanja curenja zraka, iz trake, puhala ili vreće.
 - Neobični prizori ili mirisi koji se čine neobičnim.
 - Sve operativne karakteristike koje su se promijenile, poput smanjene brzine trake za trčanje ili nestalnog ili niskog pritiska vreće. Imajte na umu da nizak pritisak u vreći može biti uzrokovan pogrešnom kalibracijom. Provjerite jeste li pravilno slijedili korake kalibracije prije nego što utvrdite da postoji problem s tlakom.

Tjedni

1. Provjerite cjelokupno stanje trake za trčanje.
2. Pregledajte vrećicu na suze ili curenje.
3. Obrišite vanjske površine vlažnom krpom. To će vam pomoći spriječiti da prozori požute.
4. Obrišite vrećicu i monitor po potrebi krpom od mikrovlakana kako biste izbjegli ogrebotine. Napomena: Obrišite monitor kad je traka za trčanje isključena. Ako pritisnete zaslon osjetljiv na dodir dok je pokretna traka uključena, možete slučajno aktivirati funkciju.
5. Provjerite ima li labavih žica i kabela.
6. Usisite unutrašnjost vrećice kroz pristupnu rupu na vrhu vrećice. Možete postaviti kokpit na najviši položaj i uvući se u vreću radi boljeg pristupa.
7. Usisite oko dna trake za trčanje.
8. Provjerite jesu li kratke hlače pukotine ili rupe.

Mjesečno

1. Izvadite vrećicu iz okvira i temeljito usisajte unutrašnjost trake za trčanje. Pogledajte upute koje slijede.
2. Usisite svu prašinu nakupljenu na zaslonima koji se nalaze unutar usisnih cijevi puhala s obje strane prednjeg dijela trake za trčanje.

Sezonski

U jesen i zimi suha klima u mnogim regijama zemlje prouzročit će statičko nakupljanje kada se koristi traka za trčanje. Pošpricajte površinu za trčanje staticidnim raspršivačem kako biste spriječili statički udar na korisnike trake za trčanje i spriječili ometanje elektroničkih sustava trake za trčanje.

Torba Windows

Prozori na vašoj anti-gravitacijskoj traci izrađeni su od Strataglass™. Posebno se mora paziti da ostanu čisti i bistri. Za čišćenje prozornih prozora preporučuje se sredstvo za čišćenje IMAR™ Strataglass.

Bilješka: Ako je vaša anti-gravitacijska traka za trčanje izložena suncu, potrebno je naručiti posebno sredstvo za čišćenje prozora koje sadrži UV zaštitu. Za popis prodavača i distributera na vašem području kontaktirajte AlterG ili posjetite Amazon.com i naručite zaštitno sredstvo za čišćenje IMAR™ Strataglass. Ako imate bilo kakvih problema sa svojim Strataglassom, odmah kontaktirajte AlterG.

Kako trebam očistiti zaslon osjetljiv na dodir?

Tijekom čišćenja zaslona osjetljivog na dodir, važno je shvatiti da je osjetljiv na kemikalije, baš kao i naočale s plastičnim lećama (obično polikarbonat s premazom za smanjenje odblijeska). Zapravo, komplet za čišćenje isporučen s par takvih naočala samo je karta za sigurno čišćenje zaslona osjetljivog na dodir; obično uključuje krpu od mikro vlakana i nježnu otopinu za čišćenje i obično košta oko 10 USD.

Upute za čišćenje

- Koristite mekanu krpu koja ne ostavlja dlačice. Posebno preporučujemo 3M krpu za čišćenje leće od mikrovlakana za čišćenje dodirnih ploča bez potrebe za tekućim sredstvom za čišćenje. Materijal se može koristiti suh ili lagano navlažen blagim sredstvom za čišćenje ili etanolom. Pazite da je krpa samo malo vlažna, a ne mokra.
- Nikada nemojte koristiti kisela ili alkalna sredstva za čišćenje ili organske kemikalije poput razrjeđivača boja, acetona, toluena, ksilena, propilnog ili izopropilnog alkohola ili kerozina. Prikadni proizvodi za čišćenje komercijalno su dostupni i predpakirani za upotrebu; jedan od primjera takvog proizvoda je Klear zaslon™ ili komercijalno dostupne maloprodajne marke poput Čistač stakla i površina Glass Plus® izradio Reckitt-Benckiser. Korištenje neispravnih sredstava za čišćenje može dovesti do oštećenja vida na dodirnom zaslonu i oštećenja funkcionalnosti.
- Nikada nemojte nanositi sredstvo za čišćenje izravno na površinu zaslona osjetljivog na dodir; ako izlijete sredstvo za čišćenje na zaslon osjetljiv na dodir, odmah ga upite upijajućom krpom.
- Kad upotrebljavate sredstvo za čišćenje, izbjegavajte kontakt s rubovima filma ili stakla i savitljivim repom.
- Nježno obrišite površinu; ako postoji usmjerena tekstura površine, obrišite u istom smjeru kao i tekstura.

Bilješka: Većina proizvoda sadrži 1-3% volumena izopropilnog alkohola, što je unutar prihvatljivih granica za uporabu čišćenja otpornim dodirnim pločama.

Oprez: Mnogi proizvodi sadrže amonijak, fosfate ili etilen glikol, koji NISU PRIHVATLJIVI; pažljivo provjerite oznaku sadržaja proizvoda.

Održavanje torbi

- Provjerite ima li u vrećici curenja i primijetite neobične siktave zvukove. Malo curenje kroz kratke hlače i patentni zatvarač je normalno. Ako ovo ili drugo curenje utječe na maksimalne tlačne sposobnosti anti-gravitacijske trake, obratite se tvrtki AlterG za rješavanje problema i podršku.
- Prema potrebi podmažite patentni zatvarač na vrećici pomoću maziva za patent zatvarače. Uvijek držite oštre predmete dalje od vrećice.
- Da biste osigurali održavanje unutarnje strane anti-gravitacijske trake, možda će biti potrebno ukloniti vrećicu s baze. Preporučuje se da se ova vrsta održavanja izvodi na kraju dana. Kad se vrećica ponovno pričvrsti, za pjenu koja stvara hermetičku brtvu između vrećice i baze potrebno je vrijeme za širenje i ponovno zatvaranje. Postupak uklanjanja vrećice za čišćenje opisan je u nastavku.

Postupak uklanjanja vrećice za čišćenje

Da biste osigurali održavanje na unutarnjoj strani Fit anti-gravitacijske trake, možda će biti potrebno ukloniti vrećicu s osnove trake. Slijedite korake u ovom odjeljku za uklanjanje, čišćenje unutrašnjosti i zamjenu vrećice.

Uklanjanje vrećica i čišćenje trake za trčanje

1. Isključite i isključite antigravitacijsku traku.
2. Torbu možete suspendirati za bolji pristup pričvršćivanjem torbe na kokpitu, a zatim podizanjem i zaključavanjem kokpita.




3. Pronađite šipke za pričvršćivanje vrećica na okviru. Prikazane su šipke na bočnim i stražnjim stranama. Uklonit ćete ove tri trake. Možda je najlakše započeti sa stražnjom šipkom.



4. Pomoću ključa s nasadnim ključem od 10 mm odvijte pričvršćivače sa stajaćih mjesta.



- Bočne šipke imaju utor na prednjem kraju, a utor stane ispod susjedne šipke. Otpustite pričvršćivač na susjednoj šipci, a zatim podignite bočnu šipku.



- Ako je šipka čvrsto pričvršćena, otpustite je odozdo pomoću velikog odvijača. Pažljivo gurnite vrh odvijača ispod šipke.



- Potpuno izvucite šipke iz okvira i odložite ih sa zatvaračima.



8. Podignite bazu vrećice sa stajališta.

Imajte na umu da vam možda neće trebati ukloniti i prednju i stražnju stranu da biste očistili cijelu traku. Uklanjanje stražnjeg dijela i obje strane mora biti dovoljno. Tipično je najbolje ostaviti prednji dio vrećice pričvršćen na okvir.

Kao što je prikazano na drugoj fotografiji, torba je puštena s obje strane i sa stražnje strane. Prednja strana vrećice ostaje pričvršćena.



9. Temeljito usisajte sve površine do kojih možete doći. Uđite što dalje ispod trake za trčanje.

Očistite stražnji dio trake na mjestu gdje se skuplja nečistoća i smeće.



10. Također možete provjeriti ima li na površini gazećeg sloja ostataka ili tekućine. Pojas se slobodno kreće dok ga kotrljate rukom.




Ponovno pričvršćivanje torbe

1. Ponovno pričvrstite vrećicu, poravnavajući rupe s odgovarajućim stativima na okviru.



2. Vratite pričvrzne šipke na okvir. Bočne šipke moraju se postaviti utor najprije ispod susjedne prednje šipke. Pritegnite pričvršćivač prednje šipke.



3. Zamijenite i zategnite sve pričvršćivače. Provjerite jesu li pripijeni. Nemojte pretjerano stezati.



Dodatak A: Specifikacije anti-gravitacijske trake za trčanje

Izvođenje	<p>Kapacitet korisničke težine: 80 - 400 lbs (180 kg)</p> <p>Podešavanje raspona tjelesne težine: Sve do 20% tjelesne težine korisnika, u koracima od 1% (korisnici iznad 350 lbs možda neće postići 20% umanjenja težine)</p> <p>Površina trčanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 56 cm širok • Duljine 62 "(158 cm) <p>Raspon brzine: 0 - 12 mph (0 - 19 km / h)</p>
Dimenzije	<p>Duljina: 213 cm (84 ")</p> <p>Širina: 97 "(38")</p> <p>Gumena prostirka: 1,2 metra× 2,7 m</p> <p>Težina: Približno 550 lbs (249 kg)</p>
Preporučene dimenzije sobe	<p>Osigurajte otisak duljine najmanje 12 stopa (3,7 m) i širine 8 m (2,4 m) za odgovarajući razmak oko trake za trčanje. Ostavite najmanje 20 inča (0,5M) prostora ispred jedinice za pristup uključivanju / isključivanju i elektroničkoj ploči.</p> <p>Bilješka:Na najnižim postavkama visine i visokog tlaka, vreća se može proširiti za ~ 10"(25 cm) po strani.</p> <p>Provjerite visinu stropa kako biste bili sigurni da korisnici tijekom trčanja neće udarati glavom o strop. Vozna površina je ~ 6 "(15 cm) od tla.</p>
Zaštita okoliša	<p>Radni uvjeti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura okoline: 55°F do 84°Ž (13°C do 29°C) • Relativna vlažnost: 20% do 95% <p>Uvjeti prijevoza i skladištenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raspon temperatura: 0°F do 120°F (0°C do 49°C) • Relativna vlažnost: 20% do 95%
Ocjene električne struje	<p>Zahtjevi napajanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preporučeno: 220 VAC 20A, 60 Hz • Operativni raspon izmjeničnog napona; 200 - 240 VAC *, 50/60 Hz <p>* Pri vrijednostima manjim od preporučenih 220 volti / 20A, sposobnost sustava da smanji tjelesnu težinu na 20% može biti ugrožena.</p> <p>Mjesto: Ugradite prednju stranu pokretne trake na udaljenosti od 3,7 m od električne utičnice.</p> <p>Električni priključak (SAD): Krug od 20 ampera, utičnica NEMA 6-20R</p> <p>Međunarodna konfiguracija: Fit ima utičnicu IEC 60320 C20 za ulaznu snagu. Svaka jedinica dolazi s odgovarajućim utikačem IEC 60320 C19 i odgovarajućim zidnim čepom za određenu zemlju. Odgovarajući utikač treba biti pričvršćen na kabel za napajanje trake pomoću sljedeće sheme spajanja žica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plavi dirigent: Neutralno • Smeđi dirigent: Linija • Kondukter zemlje: zeleni / žuti

Dodatak B: Opcije i pribor

Posjetite AlterG Store na <http://store.alter-g.com/> ili kontaktirajte svog prodajnog predstavnika AlterG-a radi cijena i narudžbe.

Dodatak C: Rješavanje problema

U većini slučajeva popravak vaše antigravitacijske trake mora izvršiti kvalificirani tehničar tvrtke AlterG. Obratite se predstavniku AlterG-a ili zatražite popravak na support@alterg.com.

Prije nego što zatražite pomoć od servisera, možete riješiti probleme i potencijalno ih riješiti.

Popravci

Imajte na umu sljedeće kako bismo vam mogli što brže pomoći.

- Koji je serijski broj antigravitacijske trake za trčanje? Oznaka proizvođača nalazi se na postolju za trčanje.
- Što se dogodilo prije problema?
- Je li se problem dogodio neočekivano?
- Je li se problem s vremenom pogoršao?
- Ako čujete neobičnu buku, odakle potječe buka?
- Je li netko koristio traku za trčanje u vrijeme kada se problem pojavio?
- Imajte na umu sve druge simptome koji bi mogli biti relevantni.
- Prikazuje li zaslom poruke o pogrešci?

Tlak zraka

Ako se tijekom vježbanja osjeti nepravilan pritisak, provjerite cure li kratke hlače i vrećica jedinice. Ako problemi s pritiskom potraju, obratite se tvrtki AlterG.

Ergometar

1. Slobodni kotač: ako se remen trake za trčanje može slobodno kretati, provjerite je li sigurnosni magnet na konzoli na ispravnom mjestu. Zatim provjerite je li traka za trčanje priključena.
2. Pojas trake neće se pomicati dok ne pokrenete korisničko sučelje. Ako se remen trake kreće u drugom slučaju, odmah kontaktirajte AlterG. Ako se remen trake za trčanje neće pomicati tijekom rada, testirajte ostale funkcije, poput nagiba. Ako to uspije, provjerite ima li na zaslonu poruka o pogrešci. Snimite sve poruke o pogreškama sustava i kontaktirajte AlterG.

Propuštanja

Ako je torba od tkanine poderana ili ako su kratke hlače poderane, prekinite upotrebu i kontaktirajte AlterG.

Pogreške sustava

Softver za anti-gravitacijsku traku ima ugrađenu provjeru pogrešaka kako bi osigurao da svi sustavi rade u skladu sa specifikacijama. Ako se otkrije pogreška, prikazuje se "Neočekivana pogreška", nakon čega slijedi opis otkrivene pogreške. Ako vidite ovu poruku, zapišite poruku pogreške i opis okolnosti pod kojima se dogodila.

Pogreška je možda rezultat neočekivane anomalije koja se može dogoditi u složenim računalno upravljanim uređajima. Ako je to slučaj, uključite napajanje iz konzole zaslona. Ovo može ukloniti pogrešku i riješiti problem. Ako se pogreška i dalje javlja, kontaktirajte AlterG. Zabilježite okolnosti pod kojima se pogreška događa i dijagnostički kod.

Dodatak D: Izjava o EMC-u

Upozorenje:

- Fit antigravitacijska traka je MEDICINSKA ELEKTRIČNA OPREMA i treba posebne mjere predostrožnosti u vezi s EMC-om te je potrebno instalirati i pustiti u rad u skladu s EMC podacima navedenim u ovom priručniku.
- Prijenosna i mobilna RF komunikacijska oprema može utjecati na anti-gravitacijsku traku
- Upotreba dodatne opreme, pretvarača i kabela, osim onih koje je odredio Alter-G Incorporated, može rezultirati povećanim EMISIJAMA ili smanjenom IMUNITETOM OPREME.
- OVAJ OPREMA ne smije se koristiti uz drugu opremu ili slagati s njom, a ako je potrebna susjedna ili složena upotreba, OPREMU treba pridržavati kako bi se provjerio normalan rad u konfiguraciji u kojoj će se koristiti.

Dodatak E: Jamstvo

Na vašu antigravitacijsku traku pokriveno je sljedeće jamstvo:

- Jednogodišnji dijelovi i rad za cijeli stroj.

Jamstvo: AlterG jamči kupcu da anti-gravitacijska traka nema proizvodnih nedostataka tijekom razdoblja od jedne (1) godine od prvotnog datuma kupnje. Jamstvo ne pokriva oštećenja ili kvarove opreme zbog zlouporabe, korisničke ili druge štete ili nepridržavanja okolišnih, električnih zahtjeva i održavanja kako je navedeno u korisničkom priručniku za anti-gravitacijsku traku. Svaka kupčeva preinaka, rastavljanje i premještanje bez nadzora usluge AlterG ili prijenosa vlasništva nad anti-gravitacijskom trakom poništava jamstvo i produženo jamstvo. Pozivamo vas da kontaktirate naš tim za uspjeh kupaca kako bi nam omogućili da vam olakšamo postupak u bilo kojim okolnostima.

Produljeno jamstvo:

AlterG iz godine u godinu nudi prošireno jamstvo za Fit anti-gravitacijsku traku kako slijedi:

Ako kupite Prošireno jamstvo u trenutku kupnje, AlterG će pružiti jednu (1) besplatnu provjeru preventivnog održavanja i uslugu Fita od strane kvalificiranog tehničara na kraju prve godine korištenja.

Produljeno jamstvo može se kupiti nakon prodaje i instalacije AlterG-a. Za više informacija kontaktirajte svog ovlaštenog predstavnika ili tvrtku AlterG.

Tijekom jamstvenog razdoblja ili produljenog jamstvenog razdoblja, AlterG ili njegov ovlaštenu servisni tehničar dijagnosticirat će i popraviti vašu Fit anti-gravitacijsku traku, uključujući dijelove i radnu snagu. Usluga se može kretati od telefonskih poziva i e-pošte do posjeta servisu na licu mjesta po potrebi. Ako odlučite ne kupiti produljeno jamstvo od AlterG-a, bit će vam naplaćeni prema tada važećim cijenama za dijelove i radnu snagu plus sva putovanja i / ili poštarina potrebna za bilo koju uslugu proizvoda nakon isteka početnog jednogodišnjeg (1) jamstva.

Niti Jamstvo niti Prošireno jamstvo ne pokrivaju izgubljene poslovne prilike zbog toga što vaša Fit anti-gravitacijska traka nije u funkciji, niti Jamstvo ili Prošireno jamstvo pokrivaju bilo kakvu štetu ili kvar opreme zbog zlouporabe i druge štete korisnika. To uključuje: nepridržavanje ekoloških i električnih zahtjeva, kao i protokole održavanja koji su navedeni u korisničkom priručniku Fit anti-gravitacijska traka za trčanje. Svaka preinaka Fit anti-gravitacijske trake za kupce poništava jamstvo. Ako morate rastaviti Fit anti-gravitacijsku traku da biste je premjestili, ako to učinite bez kvalificiranog tehničara tvrtke AlterG, poništiti će i jamstvo.