

Manuel de l'Utilisateur
Produit Tapis roulant anti-gravité[®] Via-Gen 3 Series



Ce manuel couvre les procédures de fonctionnement du produit AlterG suivant :

Tapis roulants anti-gravité Via et Via X Gen 3


Copyright © 2024 par Lifeward, Inc. Tous droits réservés.

Remarque : Le symbole suivant est utilisé tout au long de ce manuel pour attirer l'attention sur les avertissements, les mises en garde ou les procédures opérationnelles qui peuvent directement affecter le fonctionnement sûr du tapis roulant anti-gravité. Lisez et comprenez ces instructions et déclarations avant d'utiliser le tapis roulant anti-gravité.



Avertissement. Déclaration de mise en garde ou procédure opérationnelle pouvant affecter directement le fonctionnement sûr du tapis roulant.

RoHS Produit conforme



Obelis s.a
Bd. General Wahis, 53
1030 Brussels, Belgium



AlterG et Anti-Gravity Treadmill sont des marques déposées aux États-Unis par Lifeward CA, Inc.

Néoprène est une marque déposée de DuPont Corporation.

Polar est une marque déposée de Polar Electro, Inc.

Klear Screen est une marque déposée de Meridrew Enterprises.

Table des matières

Responsabilité du propriétaire	5
Coordonnées AlterG	5
Indications et contre-indications d'utilisation	6
Déclaration d'utilisation prévue	6
Indications d'utilisation	6
Précautions d'emploi	6
Contre-indications d'utilisation	6
Sécurité : Avertissements et mises en garde	6
Introduction	9
Consulter un médecin	9
L'importance de l'échauffement et du refroidissement	9
Configuration et installation	9
Exigences électriques	9
Exigences de mise à la terre	10
Exigences d'emplacement	10
Transporter votre tapis roulant anti-gravité	11
Composants du tapis roulant anti-gravité	11
Opération	13
Mise sous tension du tapis roulant anti-gravité	13
Sécuriser l'utilisateur dans le tapis roulant anti-gravité	13
Démarrer et terminer une séance d'entraînement	20
Sortir du tapis roulant anti-gravité	23
Écran de session	23
Métriques de session	24
Calories	24
Surveillance de la fréquence cardiaque	25
Moniteur de fréquence cardiaque	25
Fonctionnement du système de surveillance vidéo HD	26
Pour commencer	26
Mise au point et positionnement des caméras	26
Vues de la caméra	26
Démarche opérationnelle	27
Mesures de la démarche*	27
Analyse de la démarche	27
Démarche croisée	28
Douleur opératoire	29
Enregistrement de la douleur	29
Résultats de la douleur	30
Rapport de fin de session	30
Création de rapports de fin de session	31
Envoi de rapports par courrier électronique	32
Enregistrement et exportation de rapports vers USB	32
Procédures d'extraction d'urgence	33
Scénarios d'urgence	33

Paramètres	34
Préférences	35
Assistance – Assistance technique	36
Assistance – Redémarrer l'application	37
Assistance – Arrêt du PC	37
Assistance – Se déconnecter	38
Assistance – Envoyer des journaux	38
Webcam	38
Calibrage	39
Connectivité Wi-Fi	39
Création d'entraînements personnalisés AlterG Assistant	40
AlterG Assistant Entraînements préprogrammés	42
Étiquettes, emplacements, interprétation	48
Maintenance préventive	51
Désinfection	51
Nettoyage général et inspection	52
Entretien du sac	54
Remplacement de la tourelle	55
Procédure de retrait du sac pour le nettoyage	57
Annexe A : Spécifications du tapis roulant anti-gravité	61
Annexe B : Options et accessoires	64
Annexe C : Dépannage	65
Réparations	65
Pression atmosphérique	65
Tapis roulant	65
Fuites	65
Erreurs système	65
Annexe D : Déclaration CEM	66
Annexe E : Garantie	67

Responsabilité du propriétaire

Le produit AlterG[®] Anti-Gravity Treadmill[®] fonctionnera comme décrit dans ce manuel et en accompagnant les étiquettes et/ou les inserts lorsqu'il est assemblé, utilisé, entretenu et réparé conformément aux instructions fournies. Le tapis roulant anti-gravité doit être vérifié périodiquement comme décrit dans ce manuel. Un tapis roulant anti-gravité défectueux ne doit pas être utilisé. Les pièces cassées, manquantes, manifestement usées, déformées ou contaminées doivent être remplacées immédiatement. Si une telle réparation ou un tel remplacement s'avère nécessaire, il est recommandé d'adresser une demande de service à AlterG, Inc. Le tapis roulant anti-gravité, ou l'une de ses pièces, ne doit être réparé que conformément aux instructions fournies par AlterG, Inc., représentants autorisés d'AlterG, Inc. ou par le personnel qualifié d'AlterG, Inc. Le tapis roulant anti-gravité ne doit pas être modifié sans l'approbation écrite préalable du service d'assurance qualité d'AlterG, Inc.

Le propriétaire de ce produit assumera l'entière responsabilité de tout dysfonctionnement résultant d'une utilisation inappropriée, d'un entretien défectueux, d'une réparation inappropriée, de dommages ou d'une modification par toute personne autre que les représentants autorisés d'AlterG, Inc.

Le propriétaire/utilisateur du tapis roulant anti-gravité AlterG a la responsabilité de signaler tout incident grave survenu en relation avec le fonctionnement de l'appareil à AlterG et à l'autorité compétente reconnue au niveau national.

Toute activité d'entretien, de réparation ou de modification d'équipement non autorisée peut annuler la garantie du produit du tapis roulant anti-gravité.

Informations de contact AlterG

AlterG accueille vos demandes et commentaires. Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez contacter notre équipe de service et d'assistance.

Siège social, service et assistance d'AlterG

48368, promenade Milmont
Fremont, Californie 94538 États-Unis
+1 510 270-5900
CS@golifeward.com
www.alterg.com

Indications et contre-indications d'utilisation

Déclaration d'utilisation prévue

Le tapis roulant anti-gravité AlterG Via permet d'alléger le poids corporel de l'utilisateur en plus des fonctions normales du tapis roulant. La perte de poids permet aux patients et aux individus de faire des exercices debout, de marcher ou de courir avec un impact réduit sur leur système musculo-squelettique.

Les modèles Via X/Fit X sont destinés à être utilisés par des personnes à mobilité réduite qui ont besoin d'une vitesse de démarrage de 0,2 mph.

Les modèles Via X/Fit X sont destinés à être utilisés par des personnes ayant une mobilité modérée à maximale qui ne sont pas affectées par une vitesse de démarrage de 0,5 mph et une vitesse maximale de 15,0 mph.

Indications pour l'utilisation

- Conditionnement aérobie
- Programmes de conditionnement spécifiques au sport
- Contrôle et réduction du poids
- Entraînement à la marche et rééducation neuromusculaire chez les patients neurologiques
- Renforcement et conditionnement chez les patients gériatriques
- Rééducation suite à une blessure ou une intervention chirurgicale des membres inférieurs
- Rééducation après arthroplastie totale

Précautions d'emploi

- Maladie cardiovasculaire ou atteinte respiratoire
- Asthme ou angine induits par l'exercice
- Problèmes de dos aigus et chroniques
- Disque rompu ou hernie
- La sécurité et l'efficacité chez les femmes enceintes n'ont pas été établies
- La sécurité et l'efficacité pour les personnes ayant un score de mesure d'indépendance fonctionnelle de 1 ou 2 (en fonction de l'assistance maximale) n'ont pas été établies.
- La ceinture du tapis roulant ne se verrouille pas en place. Assurez-vous que le patient est stable avant d'éteindre le tapis roulant et de sortir.
- Le moniteur de fréquence cardiaque est uniquement à titre de référence et peut ne pas être précis.
- Toute condition dans laquelle une augmentation de la pression intra-abdominale peut être préoccupante (par exemple, incontinence urinaire, dysfonctionnement du plancher pelvien, reconstruction du plancher pelvien ou autres conditions)

Contre-indications d'utilisation

- Fracture instable
- Hypotension cardiovasculaire
- Thrombose veineuse profonde

Sécurité : avertissements et mises en garde

Avant d'utiliser le tapis roulant anti-gravité, veuillez lire ce manuel. En tant que physiothérapeute, entraîneur ou clinicien (opérateur du produit), vous devez comprendre les caractéristiques de sécurité et

l'interface utilisateur. Nous souhaitons que vous et vos clients ou patients (les utilisateurs du produit) viviez une expérience d'exercice sûre et agréable.



DANGER : situation extrêmement dangereuse à éviter pouvant entraîner des blessures graves, voire la mort .

- Ne modifiez pas la prise électrique du tapis roulant anti-gravité. Le tapis roulant est équipé d'un cordon d'alimentation amovible avec une prise NEMA 6-20 (pour un fonctionnement de 208 à 240 V) ou NEMA 5-20 (pour un fonctionnement de 120 V). Vous devez disposer d'une prise de courant appropriée pour être compatible. La substitution de ce câble pour accueillir des prises internationales doit garantir que le câble est conçu pour transporter 220 V à 20 A.
- N'utilisez aucun adaptateur électrique. Cela pourrait entraîner un risque de choc électrique.
- Consultez un électricien qualifié avant d'utiliser des rallonges. Les longues rallonges peuvent provoquer une chute de tension sur le tapis roulant anti-gravité, ce qui pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de celui-ci. AlterG fournit un cordon d'alimentation de 15 pieds (4,6 m).
- N'utilisez pas le tapis roulant anti-gravité dans des environnements mouillés ou humides.
- Le cas échéant, n'utilisez pas l'émetteur du moniteur de fréquence cardiaque en conjonction avec un stimulateur cardiaque électrique ou un appareil similaire. L'émetteur peut provoquer des perturbations électriques susceptibles d'interférer avec le fonctionnement du stimulateur cardiaque.
- Débranchez toujours le tapis roulant anti-gravité avant le nettoyage ou l'entretien.
- Ne trempez aucune partie du tapis roulant anti-gravité avec du liquide pendant le nettoyage ; utilisez un pulvérisateur ou un chiffon humide. Gardez tous les liquides éloignés des composants électriques. Débranchez toujours le tapis roulant anti-gravité avant le nettoyage et l'entretien.
- L'entretien doit être effectué par un technicien AlterG agréé. Le service par des techniciens AlterG non autorisés annulera la garantie. Contactez AlterG avant que vous ou un électricien tentiez un entretien.
- Ne placez aucun liquide sur aucune partie du tapis roulant anti-gravité (sauf dans les porte-bouteilles d'eau), y compris la surface de course du tapis roulant anti-gravité.
- Gardez toujours la surface de roulement propre et sèche.
- Ne débranchez pas et ne modifiez aucun câblage interne du tapis roulant anti-gravité après l'installation.



AVERTISSEMENT : Situation potentiellement dangereuse à éviter et pouvant entraîner des blessures graves, voire la mort .

- Les utilisateurs doivent consulter leur médecin et obtenir un examen médical avant de commencer tout programme d'exercice. Cela est particulièrement vrai si les utilisateurs présentent l'un des éléments suivants : antécédents de maladie cardiaque, hypertension artérielle, diabète, maladie respiratoire chronique, taux de cholestérol élevé, s'ils fument des cigarettes, sont actuellement inactifs, sont obèses ou souffrent de toute autre maladie chronique ou physique. déficience.
- Les utilisateurs doivent cesser immédiatement de faire de l'exercice et consulter un médecin s'ils se sentent faibles, étourdis, ressentent des douleurs thoraciques, des nausées ou tout autre symptôme anormal lors de l'utilisation du tapis roulant anti-gravité.



ATTENTION : Situation potentiellement dangereuse à éviter pouvant entraîner des blessures mineures ou modérées .

- Utilisez toujours la longe de sécurité d'urgence fournie avec le tapis roulant anti-gravité. Il doit être attaché au vêtement de l'utilisateur pendant l'exercice. Il s'agit d'une fonctionnalité importante en cas de chute de l'utilisateur pendant une séance d'entraînement.

- Avant d'utiliser le tapis roulant anti-gravité, assurez-vous que le mécanisme de verrouillage du cockpit est engagé et verrouillé jusqu'au bout dans les montants qui encadrent le tapis roulant anti-gravité. Dans le cas contraire, le cockpit pourrait se déloger pendant le fonctionnement, ce qui pourrait entraîner des blessures à l'utilisateur.
- Lisez, comprenez et testez la procédure d'arrêt d'urgence avant utilisation.
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance autour du tapis roulant anti-gravité.
- La sécurité et l'efficacité chez les femmes enceintes n'ont pas été établies. Les femmes enceintes ou susceptibles de l'être doivent consulter leur médecin avant d'utiliser le tapis roulant anti-gravité.
- Le tapis roulant anti-gravité doit être utilisé sous la supervision d'un opérateur correctement formé. À aucun moment, un utilisateur du tapis roulant anti-gravité ne doit faire d'exercice sans surveillance appropriée ; même s'il a été préalablement formé au bon fonctionnement de l'appareil.
- Installez et utilisez le tapis roulant anti-gravité sur une surface solide et plane.
- Ne portez pas de vêtements amples ou pendants lorsque vous utilisez le tapis roulant anti-gravité. Ne rangez rien (comme des shorts) dans le sac du tapis roulant anti-gravité.
- Avant de commencer une séance d'entraînement, vérifiez qu'il n'y a pas de débris à l'intérieur du tapis roulant anti-gravité.
- Gardez les mains éloignées du sac et de la structure du cadre pendant le gonflage pour éviter les pincements.
- Gardez les mains éloignées de toutes les pièces mobiles.
- N'utilisez pas le tapis roulant anti-gravité si le poids de l'utilisateur est inférieur à 80 lb (36 kg) ou supérieur à 400 lb (180 kg). Les utilisateurs pesant plus de 350 lb (159 kg) peuvent ne pas être en mesure de perdre 20 % de leur poids corporel d'origine.
- Des précautions doivent être prises lorsque l'utilisateur entre et sort du tapis roulant anti-gravité. Les utilisateurs ne doivent jamais entrer dans le tapis roulant anti-gravité lorsque la surface du tapis roulant est en mouvement. Assurez-vous que l'aimant de sécurité d'arrêt d'urgence est fixé au tapis roulant afin que la ceinture du tapis roulant soit verrouillée et ne bouge pas lorsque l'utilisateur marche sur la surface. Assurez-vous que l'utilisateur s'accroche au cockpit ou aux mains courantes chaque fois que cela est possible pour soutenir son corps.
- Assurez-vous que l'utilisateur est entièrement zippé dans le sac avant de commencer la séance d'entraînement et que le cockpit est réglé à la bonne hauteur et verrouillé en place.
- Assurez-vous que l'utilisateur porte des chaussures de sport appropriées, telles que celles avec des semelles en caoutchouc ou à haute adhérence. Ne laissez pas les chaussures à talons ou à semelles en cuir. Assurez-vous qu'aucune pierre ou objet pointu n'est incrusté dans les semelles des chaussures.
- Comme pour tout entraînement sur tapis roulant, assurez-vous que l'utilisateur inclut une phase de récupération à la fin de sa séance d'entraînement. Assurez-vous qu'ils reprennent tout leur poids et font de l'exercice modérément avant de s'arrêter. Évitez d'arrêter ou de mettre en pause brusquement la séance d'entraînement lorsque l'utilisateur a un poids corporel réduit ou à vitesse élevée.
- La sécurité et l'intégrité du tapis roulant anti-gravité ne peuvent être maintenues que lorsque le tapis roulant anti-gravité est régulièrement examiné pour déceler tout dommage ou usure et qu'il est correctement réparé. Il est de la seule responsabilité de l'utilisateur/propriétaire ou de l'exploitant de l'installation de s'assurer qu'un entretien régulier est effectué. Les composants usés ou endommagés doivent être remplacés immédiatement et le tapis roulant anti-gravité mis hors service jusqu'à ce que la réparation soit effectuée. Seuls les composants fournis ou approuvés par le fabricant doivent être utilisés pour entretenir et réparer le tapis roulant anti-gravité.



ATTENTION : AlterG utilise des aimants en néodyme pour maintenir le sac en place près de l'utilisateur. Les aimants en néodyme font partie de la famille des aimants aux terres rares et sont les aimants permanents les plus puissants au monde. Le produit utilise jusqu'à six aimants néodyme N42 de chaque côté du sac. Chacun de ces aimants peut peser jusqu'à 22 livres. (10 kg) de force de traction et un champ magnétique de 13 200 Gauss. Heureusement, le champ magnétique chute très rapidement à partir de l'aimant, de

sorte qu'à une distance de 3 pouces (7,6 cm), le champ magnétique est inférieur à 100 Gauss au total. La prudence est de mise si un utilisateur utilise un stimulateur cardiaque, une pompe à insuline ou d'autres produits électromagnétiques lors d'une séance sur le tapis roulant anti-gravité AlterG. Vérifiez toujours auprès de votre professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit .

Introduction

Consulter un médecin

Toute personne envisageant un programme d'exercice ou une augmentation de son activité devrait consulter un médecin. Il est fortement recommandé aux utilisateurs de suivre les conseils de leur médecin avant et pendant un programme d'exercices ou toute autre augmentation de l'activité physique s'ils :

- Souffrez d'une maladie cardiaque, d'hypertension artérielle, de diabète, d'une maladie respiratoire chronique ou d'un taux de cholestérol élevé
- Fumer des cigarettes
- Sont actuellement inactifs, sont obèses ou souffrent de toute autre maladie chronique ou déficience physique, ou s'il existe des antécédents d'une telle maladie dans leur famille



Les aimants en néodyme peuvent affecter les stimulateurs cardiaques.

Les champs magnétiques puissants à proximité d'un aimant en néodyme peuvent affecter les stimulateurs cardiaques, les DCI et autres dispositifs médicaux implantés. Beaucoup de ces appareils sont dotés d'une fonction qui les désactive grâce à un champ magnétique. Il faut donc veiller à éviter de désactiver de tels dispositifs par inadvertance.

L'importance de l'échauffement et du refroidissement

Il est important que les utilisateurs s'échauffent, se refroidissent progressivement et intègrent une série d'étirements avant et à la fin de chaque entraînement. Les étirements favorisent la flexibilité nécessaire pour aider à prévenir les douleurs musculaires et les blessures lors des activités quotidiennes.

Ne terminez pas brusquement la séance d'entraînement sur le tapis roulant anti-gravité. Le poids corporel total de l'utilisateur doit être rétabli lentement et doit inclure quelques minutes de marche à plein poids et à faible intensité avant d'arrêter la séance d'entraînement.

Configuration et installation

Le tapis roulant anti-gravité sera installé par un technicien qualifié AlterG après la livraison. Veuillez vous assurer d'inspecter le tapis roulant anti-gravité lors de la livraison pour détecter tout dommage ayant pu survenir pendant le transport. Prenez des photos et signalez immédiatement tout dommage à la compagnie maritime et à AlterG. Lorsque vous signez pour l'expédition de votre tapis roulant anti-gravité, vous assumez la responsabilité de tout dommage pouvant survenir avant l'installation.

Exigences électriques

La connexion électrique recommandée pour le tapis roulant anti-gravité est un circuit dédié de 20 ampères, 220 V CA à 50/60 Hz avec mise à la terre. La prise fournie avec le tapis roulant anti-gravité est désignée par le système de configuration NEMA comme 6-20P . La prise correspondante pour la fiche est une NEMA 6 -20R .

Une prise appropriée au pays et à l'installation en question doit être câblée comme suit :

Conducteur bleu : Neutre

Conducteur marron : Ligne
Conducteur vert/jaune : mise à la terre

Exigences de mise à la terre



AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de choc électrique, cet équipement doit être connecté uniquement à une prise secteur avec terre de protection .

Le tapis roulant anti-gravité doit être mis à la terre électriquement. En cas de dysfonctionnement électrique, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. Le cordon d'alimentation du tapis roulant anti-gravité comprend une fiche mise à la terre. Cette fiche doit être branchée dans une prise appropriée qui est correctement installée et mise à la terre conformément au Code national de l'électricité en vigueur ainsi qu'à tous les codes et ordonnances locaux. Si vous n'êtes pas sûr de ces exigences, contactez AlterG ou un électricien qualifié.


Exigences d'emplacement

Le tapis roulant anti-gravité mesure 85" (217 cm) × 38" (97 cm) et pèse près de 550 lb (249 kg). Il doit être placé sur une surface structurellement saine. S'il est utilisé au-dessus du niveau du sol, il est conseillé de le placer près du coin de la pièce ou à l'endroit où le sol sera le plus solide pour garantir un soutien maximal lors d'une utilisation à grande vitesse et à fort impact. La surface doit être plane pour garantir une flexion minimale du cadre du tapis roulant anti-gravité. Le tapis roulant anti-gravité doit se trouver à moins de 12 pieds (3,7 m) (de l'avant du tapis roulant) de la prise électrique appropriée. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié ou d'AlterG si vous prévoyez de rallonger le cordon de quelque manière que ce soit. Assurez-vous de laisser au moins 24 pouces (61 cm) de chaque côté du tapis roulant pour permettre au sac de se dilater pendant le gonflage. Prévoyez au moins 40" (1 m) derrière le tapis roulant pour permettre à un utilisateur d'entrer et de sortir en toute sécurité, et au moins 20" (0,5 m) devant l'unité pour permettre l'accès aux composants électroniques et à l'interrupteur marche/arrêt.

Nous recommandons une zone d'au moins 12 pieds (3,7 m) de long sur 8 pieds (2,4 m) de large pour fournir un espace adéquat pour le fonctionnement et l'accès des utilisateurs. Vérifiez également la hauteur du plafond pour vous assurer que les utilisateurs ne se cogneront pas la tête contre le plafond en courant. La surface du tapis roulant anti-gravité est à 6 po (15 cm) du sol. Un plafond de 8 pieds (2,4 m) peut être trop bas pour les utilisateurs de grande taille.

Spécifications des installations du tapis roulant anti-gravité AlterG :

- Hauteur maximale du tapis roulant : 74 "(1,88 M)
- Largeur du tapis roulant : 38" (0,97 M)
- Longueur du tapis roulant : 85" (2,17 M)
- Hauteur minimale du plafond : 96 po (2,44 M)
- Le poids du produit est d'environ 550 lb (249 kg)
- **Remarque importante : placez l'avant à moins de 8 pieds (2,44 M) de la prise de courant et laissez un espace d'au moins 20 pouces (0,5 M) à l'avant de l'appareil pour accéder à l'électronique et à l'interrupteur marche/arrêt .**



Opération _

Remarque : Les instructions d'utilisation suivantes sont exécutées par ou sous la direction d'un clinicien.

Allumer le tapis roulant anti-gravité


1. L'interrupteur d'alimentation est situé à l'avant du tapis roulant anti-gravité. Allumez-le pour démarrer le système et démarrer le logiciel. Pendant le chargement du logiciel, évitez de toucher l'écran car cela pourrait interférer avec le processus de démarrage.

Remarque : Ne laissez pas l'utilisateur se tenir debout sur la ceinture du tapis roulant anti-gravité pendant le démarrage. Si l'utilisateur met par inadvertance du poids sur la ceinture pendant le démarrage, un message d'erreur s'affiche. Demandez à l'utilisateur de rester à l'extérieur de l'unité jusqu'à ce que la séquence de démarrage soit terminée.



2. Le système est prêt lorsque l'écran de bienvenue apparaît.

Remarque : Si vous n'avez pas lu ce manuel, il est recommandé d'ARRÊTER maintenant ou de demander les instructions appropriées à un opérateur qualifié. En appuyant sur **Démarrer**, vous reconnaissez que vous avez lu et compris ce manuel.



Sécuriser l'utilisateur dans le tapis roulant anti-gravité

Les procédures de cette section décrivent :

- Mettre le short
- Entrez dans le tapis roulant anti-gravité
- Zippé dans le sac
- Régler la hauteur du cockpit
- Fixation du cordon de sécurité

Mettre le short

Votre tapis roulant anti-gravité est livré avec un short de compression personnalisé qui assure une étanchéité à l'air entre le corps de l'utilisateur et l'ouverture du sac du tapis roulant. Il est recommandé à l'utilisateur d'enfiler le short avant de monter sur le tapis roulant.

Demandez à l'utilisateur de sélectionner une taille ajustée mais pas inconfortable et assurez-vous que l'étiquette se trouve dans le dos de l'utilisateur et à l'intérieur du short. Pour un ajustement confortable et pour éviter les regroupements, il est recommandé à l'utilisateur de porter un short de course ou des collants sous le short.



Remarque : Le short est sans latex (Nylon extensible avec un laminé d'uréthane).

Entrez dans le tapis roulant anti-gravité



ATTENTION : Avant que l'utilisateur n'entre sur la surface de course du tapis roulant anti-gravité, assurez-vous que l'interrupteur de sécurité est enfoncé au ras de la console. Si l'interrupteur de sécurité n'est pas en place, le tapis roulant suppose qu'il y a un problème de sécurité et désengage la surface de course.

Avant d'entrer dans le tapis roulant, assurez-vous que le cockpit est au niveau le plus bas. Entrer sur le tapis roulant avec le cockpit dans une position plus élevée peut provoquer le déplacement du cockpit, entraînant potentiellement une perte d'équilibre pour l'utilisateur.

Assurez-vous qu'aucune pierre ou objet pointu n'est incrusté dans les semelles des chaussures. Ces objets pourraient abîmer ou endommager le sac.

Saisissez les mains courantes, entrez dans le tapis roulant par l'arrière et entrez dans l'ouverture du sac. Si nécessaire, montez sur la plaque de marche avant d'entrer dans l'ouverture du sac.

Remarque : Le tissu du sac ne contient pas de latex.




Réglage de la hauteur du cockpit

1. Faites face vers l'avant, passez la main de chaque côté du moniteur et saisissez les poignées de la barre de verrouillage,
2. Tirez la barre de verrouillage vers vous pour désengager le cockpit.




Le message « Cockpit Unlocked » apparaît à l'écran pour indiquer que le cockpit est déverrouillé. Suivez les instructions à l'écran.



3. Saisissez les mains courantes et faites glisser le cockpit vers le haut ou vers le bas pour le régler à une hauteur qui place la fermeture éclair au niveau de la crête iliaque (le bord supérieur extérieur de l'os pelvien se sent juste en dessous du niveau de la taille). Pour un support supplémentaire du coffre, le cockpit peut être réglé plus haut.

Remarque : Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace au-dessus des mains courantes pour permettre à vos bras de se balancer confortablement pendant la séance d'entraînement.




Remarque : Les hauteurs d'entrejambe sont affichées sur les montants latéraux. Ceux-ci peuvent être utilisés pour marquer la hauteur du cockpit pour différents utilisateurs.

Pour plus d'informations, voir la description des étiquettes de hauteur d'entrejambe dans « Étiquettes, emplacements, interprétation ».



Côté droit




Côté gauche

4. Avec le cockpit à la bonne hauteur, assurez-vous qu'il s'enclenche, puis poussez la barre de verrouillage vers l'avant (loin de vous) jusqu'à ce qu'elle soit complètement engagée.



Le message « Cockpit Unlocked » disparaît et l'écran de bienvenue apparaît.



5. Saisissez la poignée de chaque côté du sac et soulevez le sac directement jusqu'aux mains courantes.



6. Tirez vers le haut jusqu'à ce que les deux côtés du sac s'enclenchent sur les aimants situés sous les mains courantes.



ATTENTION : N'utilisez jamais le tapis roulant anti-gravité sans que le cockpit soit engagé en position verrouillée. Il s'agit d'un élément de sécurité essentiel qui évite que le cockpit ne se désengage par inadvertance lors d'une séance d'exercice.

N'essayez jamais de déplacer le cockpit pendant que le sac se gonfle ou lorsqu'il est complètement gonflé. Si le sac doit être repositionné pendant que l'utilisateur fait de l'exercice, arrêtez la séance. Vous pourrez alors modifier la hauteur du cockpit.


Glisser dans le sac

Lorsque le cockpit est en place, installez le tapis roulant anti-gravité en attachant le short au sac.

La fermeture éclair commence à l'avant et au centre de votre corps et se ferme dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers votre gauche) tout autour jusqu'à ce qu'elle revienne se chevaucher sur le devant.

Assurez-vous que la fermeture éclair est complètement fermée pour compléter le sceau.

La fermeture éclair permet d'attacher et de détacher rapidement l'utilisateur du sac, simplifie l'hygiène et offre un ajustement personnalisé pour les utilisateurs de toutes tailles.



Fixation du cordon de sécurité

Utilisez toujours le clip de lanière de sécurité magnétique fourni avec le tapis roulant anti-gravité. Par mesure de précaution, le tapis roulant ne fonctionnera pas sans que l'interrupteur de sécurité soit enfoncé afin qu'il affleure le mécanisme d'arrêt d'urgence (E-Stop).

REMARQUE : La carte d'urgence ne sort pas complètement du mécanisme. Lorsqu'il est tiré, il s'étendra d'environ 1 pouce (2,5 cm).




Action de l'opérateur ou de l'utilisateur	Écran
<p>1. Attachez le cordon de sécurité à vos vêtements avant de commencer une séance. Assurez-vous qu'il est solidement fixé.</p>	
<p>2. À l'avant de la console, poussez l'interrupteur d'arrêt d'urgence rouge afin qu'il affleure l'ensemble de la console ; sinon, le tapis roulant anti-gravité ne fonctionnera pas.</p> <p> ATTENTION : N'essayez jamais de neutraliser ce dispositif de sécurité critique en attachant la lanière au sac, à la structure du tapis roulant anti-gravité ou ailleurs que sur les vêtements de l'utilisateur.</p> <p>Si l'utilisateur tombe pendant l'exercice, l'interrupteur est activé et l'alimentation du tapis roulant est coupée ; la pression de l'air est relâchée ; la surface de course du tapis roulant se désengage de son entraînement et peut se déplacer librement. Le message « Le cordon de sécurité est retiré » s'affiche.</p>	 
<p>3. Continuez vers «Démarrer et terminer une séance d'entraînement ».</p>	

Démarrer et terminer une séance d'entraînement


Les procédures de cette section décrivent :

- Commencer une séance d'entraînement
- Utilisation des fonctionnalités et commandes de l'écran tactile
- Réglage de la vitesse du tapis roulant anti-gravité

Démarrer une séance d'entraînement

Action de l'opérateur ou de l'utilisateur	Écran
<p>1. PRÉPARATION À L'EXERCICE.</p> <p>Appuyez sur Démarrer sur l'écran de bienvenue. Avant de commencer, restez immobile sur la surface de la ceinture du tapis roulant. Ne vous accrochez pas et ne vous appuyez sur aucune partie de la structure du système. Le système vous pèse avant l'exercice et le tapis roulant doit supporter tout votre poids corporel.</p>	
<p>2. DÉBUT DE LA SÉANCE D'EXERCICES.</p> <p>Suivez les instructions sur l'écran Avant de commencer, puis appuyez sur Démarrer l'étalonnage.</p> <p>Le tapis roulant anti-gravité procédera à une routine d'étalonnage qui permettra au système de déterminer la relation entre la pression de l'enceinte et votre poids corporel. Vous sentirez la pression dans le sac changer à mesure que le système se calibre.</p> <p>Pendant la routine d'étalonnage, il est préférable de croiser les bras pour éviter de toucher une partie de la structure et de gâcher l'étalonnage.</p>	
<p>Vous serez rapidement averti lorsque la séquence d'étalonnage sera terminée. Le pourcentage de votre poids corporel qui peut être non pondéré s'affiche.</p> <p>3. Appuyez sur Démarrer la session pour commencer votre séance d'entraînement. L'inactivité annulera votre étalonnage terminé.</p>	

Les commandes de l'écran principal sont affichées et décrites ci-dessous.



Action de l'opérateur ou de l'utilisateur

Écran

4. AJUSTEZ VOTRE POIDS CORPOREL.

Ajustez votre poids corporel avec les boutons de commande plus et moins. Appuyer sur plus augmente votre poids corporel, et appuyer sur moins diminue votre poids corporel. Votre poids corporel est affiché sous forme de pourcentage de votre poids corporel total. Vous pouvez ajuster votre poids corporel à tout moment pendant votre séance d'exercice. Maintenir la commande entraînera une modification plus rapide du pourcentage de poids corporel.

Tap plus to increase body weight %, tap minus to decrease body weight %



ATTENTION : À 40 % de votre poids corporel et moins, vous pouvez devenir instable si vous sautez ou effectuez toute autre activité que la marche ou la course. Réduisez lentement votre pourcentage de poids corporel afin de pouvoir vous habituer à la nouvelle sensation et ajuster votre mécanique de démarche en conséquence.

4. SÉLECTIONNEZ LA DIRECTION DU TAPIS ROULANT.

Lorsque le tapis roulant s'allume, il est programmé pour une marche avant. Pour reculer, appuyez sur la commande moins jusqu'à ce que Vitesse affiche des nombres négatifs.




Action de l'opérateur ou de l'utilisateur
Écran
5. AJUSTEZ LA VITESSE DU TAPIS ROULANT.

Ajustez la vitesse du tapis roulant à l'aide des boutons de commande plus et moins. En marche avant, la vitesse commencera à 0,2 mph* (0,2 km/h) et augmentera par incréments de 0,1 mph (0,1 km/h) à chaque pression sur un bouton. Lorsque le tapis roulant est programmé en marche arrière, la vitesse démarre à 0,2 mph* (0,2 km/h) et augmente par incréments de 0,1 mph (0,1 km/h). Maintenir la commande entraînera un changement de vitesse plus rapide.

Remarque : les modifications récentes du logiciel permettent désormais des changements de vitesse par incréments complets de 1 MPH (1,0 km/h). Cette fonctionnalité peut être activée/désactivée via la configuration dans l'écran des paramètres.

*Les versions X de la gamme de produits commenceront à 0,5 mph (0,8 km/h).


Tap plus to increase speed, tap minus to decrease speed


6. AJUSTEZ L'INCLINAISON DU TAPIS ROULANT.

Appuyez sur plus pour augmenter l'inclinaison et appuyez sur moins pour diminuer l'inclinaison.

Remarque : L'inclinaison du tapis roulant ne peut pas être réglée à plus de 5 % si la vitesse est réglée à moins de 0,5 mph (0,8 km/h).

Tap plus to increase incline %, tap minus to decrease incline %



7. TERMINER OU METTRE EN PAUSE LA SÉANCE D'EXERCICES.

Avant d'arrêter votre séance, remettez le tapis de course à une inclinaison de 0 %. Appuyez sur **Arrêter** pour mettre fin à la séance d'exercice.

Pour placer le tapis roulant en mode pause, appuyez sur **Pause** . La bande de roulement s'arrêtera, mais toutes les informations statistiques seront conservées. Le support du poids corporel est maintenu pendant que le tapis roulant est en pause. Pour reprendre la séance d'exercices, appuyez à nouveau sur le bouton (**Reprendre**) .

Tap Stop to end exercise session

Tap Pause to pause treadmill, tap again to resume



Sortez du tapis roulant anti-gravité

1. Arrêtez la séance et attendez que le tapis roulant s'arrête complètement.
 2. Attendez que le sac se dégonfle complètement.
-
3. L'utilisateur peut alors :
 - Retirez le clip de sécurité de leurs vêtements.
 - Décompressez le short du sac.
 - Désengagez le mécanisme de verrouillage du cockpit en tirant la barre de verrouillage vers eux.
 - Abaissez doucement le cockpit.
 - Quittez le tapis roulant en vous retournant, en sortant de l'ouverture du sac et en descendant prudemment de l'arrière du tapis roulant.



Écran de session

L'écran de session vous donne un aperçu graphique du poids corporel, de la vitesse et des inclinaisons. Il comprend également des informations sur votre vitesse moyenne, les calories brûlées et la distance totale.

La fréquence cardiaque est affichée au centre de l'écran lorsqu'une mesure de session est sélectionnée.

Métriques de session

Les métriques de session, par défaut, sont affichées dans la partie supérieure de l'écran. La durée de la séance, les calories brûlées, l'allure et la distance parcourue sont affichés.

Des mises en page alternatives peuvent être définies dans Paramètres. Pour plus d'informations, voir «Paramètres ».



Calories

Le nombre de calories affiché prend en compte votre pourcentage de poids corporel ainsi que la vitesse, l'inclinaison et la distance du tapis roulant. En conséquence, la lecture des calories brûlées est plus précise que celle des équipements d'exercice qui n'incluent pas ces paramètres.

Référence <http://42.195km.net/e/treadsim/> pour plus d'informations sur la façon dont le tapis roulant AlterG Anti-Gravity® calcule les calories brûlées.

Surveillance de la fréquence cardiaque

Moniteur de fréquence cardiaque

L'écran du tapis roulant AlterG est conçu pour recevoir la fréquence cardiaque d'un utilisateur en conjonction avec l'utilisation d'un moniteur de fréquence cardiaque Polar[®] (sangle pectorale). Les sangles pectorales Polar peuvent être achetées dans la plupart des magasins d'articles de sport populaires ou en ligne. Pour que l'écran affiche correctement la fréquence cardiaque d'un utilisateur, le récepteur à l'intérieur de l'écran doit obtenir un signal de fréquence cardiaque stable de l'émetteur Polar. Le système de fréquence cardiaque Polar se compose de deux éléments principaux : 1) le capteur/émetteur et 2) le récepteur dans l'écran du tapis roulant AlterG .

Comment porter l' émetteur de ceinture pectorale

Le capteur/transmetteur se porte juste en dessous de la poitrine et en haut de l'abdomen, directement sur la peau nue (pas sur les vêtements). L'émetteur doit être centré sous les muscles pectoraux. Une fois la sangle fixée, éloignez-la de la poitrine en étirant la bande et humidifiez les bandes d'électrodes conductrices avec de l'eau claire. L'émetteur fonctionne automatiquement lorsque vous le portez ; il ne fonctionne pas tant qu'il est déconnecté de votre corps. Cependant, comme l'humidité peut activer l'émetteur et que l'accumulation de sel due à la sueur peut poser problème, rincez l'émetteur avec de l'eau et essuyez-le après utilisation. La bande de poitrine est lavable. Après avoir détaché l'émetteur, lavez le bracelet à l'eau tiède avec du savon doux et rincez abondamment à l'eau claire.

Le récepteur

Vous devez être à moins de deux pieds et demi du récepteur pour que le signal soit reçu. Veuillez noter que votre émetteur peut fluctuer de manière erratique si vous êtes trop proche d'un autre équipement Polar. Maintenez une distance d'au moins trois pieds entre les autres unités Polar.


NOTE: Une réception irrégulière de la fréquence cardiaque peut se produire si le moniteur Polar est trop proche de fortes sources de rayonnement électromagnétique, telles que des téléviseurs, des ordinateurs personnels, des moteurs électriques et certains autres types d'équipements de fitness. Un seul émetteur doit être utilisé à portée d'un récepteur, car le récepteur peut capter plusieurs signaux simultanément, provoquant une lecture inexacte.



ATTENTION : La fréquence cardiaque obtenue sur le tapis roulant AlterG est à titre de référence uniquement. Aucun traitement médical ou diagnostic ne doit être basé sur le moniteur Polar .

Fonctionnement du système de surveillance vidéo HD

Commencer

Action de l'opérateur ou de l'utilisateur	Écran
<p>Pour afficher la caméra, appuyez sur Vidéo dans la barre de navigation.</p>	

Caméras de mise au point et de positionnement

Il y a une seule caméra sur le tapis roulant Via Anti-Gravity. La caméra frontale est montée à l'intérieur du sac et mise au point en usine avant expédition.




Vues de la caméra

La caméra frontale est fixée en permanence à l'intérieur du sac du tapis roulant. Une vidéo en direct montrant la démarche de l'utilisateur s'affiche au milieu de la zone d'affichage.



Démarche opérationnelle

Mesures de la démarche *

Action de l'opérateur ou de l'utilisateur	Écran
<p>Le tapis roulant anti-gravité mesure les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Symétrie de mise en charge • Cadence • Symétrie du temps de position • Symétrie de la longueur du pas <p>Pour afficher Gait, appuyez sur Gait dans la barre de navigation.</p> <p>Les mesures de la démarche reflètent la moyenne des 3 derniers pas de chaque pied.</p> <p>* Les analyses de démarche sont destinées à la marche. La marche est définie comme une déambulation avec un pied toujours sur la surface de la ceinture du tapis roulant. Les informations sur la démarche pendant la course peuvent ne pas fournir des informations précises.</p>	

Analyse de la démarche

Action de l'opérateur ou de l'utilisateur	Écran
<p>1. Les utilisateurs peuvent enregistrer des « clips » de données de démarche. Appuyez sur Enregistrer la démarche sur l'écran Démarche. (Il n'y a pas de limite de temps quant à la durée de l'enregistrement.) Le bouton change pour indiquer que l'enregistrement est activé et la durée écoulée de l'enregistrement s'affiche. Arrêtez l'enregistrement en appuyant à nouveau sur le bouton. L'enregistrement est sauvegardé.</p> <p>Répétez cette étape pour enregistrer des « clips » individuels de données de démarche à différents moments de la séance d'entraînement.</p> <p>Nous vous recommandons d'enregistrer différents clips afin que vous puissiez voir l'effet du poids corporel, de l'inclinaison ou de la vitesse sur la symétrie de la démarche.</p> <p>Vous pouvez sauvegarder les enregistrements des données de démarche dans le rapport de séance à la fin de la séance d'entraînement. Pour plus d'informations, voir «Rapport de fin de session ».</p> <p>Vous pouvez régler n'importe quelle commande du tapis roulant pendant l'enregistrement (poids corporel %, inclinaison % et vitesse).</p>	

Action de l'opérateur ou de l'utilisateur

Écran

1. Pour afficher les enregistrements de démarche dans une liste, appuyez sur le menu Options à droite du bouton **Enregistrer la démarche**, puis sélectionnez **Enregistrements de démarche**.
2. Appuyez sur **Fermer** en bas à droite pour fermer la liste des enregistrements de démarche.



Démarche croisée

Action de l'opérateur ou de l'utilisateur

Écran

Démarche croisée. Si votre patient présente une démarche en ciseaux (le pied traverse la ligne médiane lorsqu'il est planté), appuyez sur le menu Options à droite du bouton **Enregistrer la démarche**, puis sélectionnez **Traverser la démarche**.

Lorsque le mode de marche croisée est activé, « Cross Over Gait : Activé » apparaît au-dessus de la longueur du pas.



Cela permet au logiciel d'identifier le pied droit lorsque les capteurs de pesée gauche détectent du poids, et le pied gauche lorsque les capteurs de pesée droits détectent du poids.

Appuyez à nouveau sur l'option pour désactiver ce mode.



Douleur opératoire

Enregistrement de la douleur

Action de l'opérateur ou de l'utilisateur	Écran
<p>Pour enregistrer les niveaux de douleur pendant la séance d'exercice, appuyez sur Douleur dans la barre de navigation.</p> <p>La douleur peut être enregistrée sur une échelle de 0 à 10 (0 = aucune douleur, 10 = douleur maximale). Pour enregistrer la douleur, sélectionnez (appuyez) un nombre entre 0 et 10 et appuyez sur Définir le niveau de douleur.</p> <p>Il n'y a aucune invite pendant la séance pour vous rappeler de saisir la douleur. Il appartient au thérapeute de demander au patient de régler son niveau de douleur tout au long de la séance.</p>	 

Résultats de la douleur

Action de l'opérateur ou de l'utilisateur

Les niveaux de douleur définis par l'utilisateur apparaissent dans la zone d'affichage à droite. Il affiche le niveau de douleur sélectionné, la durée et le pourcentage de poids corporel sélectionné par l'utilisateur.


Pour évaluer différents niveaux de douleur pendant la séance d'entraînement, répétez ces étapes.

Les résultats de la douleur sont inclus dans le graphique du rapport de séance. Le graphique affiche la douleur par rapport au pourcentage approximatif du poids corporel. (par exemple, si vous avez enregistré un niveau de douleur de 8 à 93 % du poids corporel, le chiffre 8 est indiqué entre 90 % et 100 %).

La tolérance est également affichée. Il s'agit d'une mesure du pourcentage de poids corporel auquel le patient a ressenti le moins de douleur.

Remarque : les résultats de douleur sont automatiquement inclus lorsque vous envoyez par courrier électronique ou enregistrez vos rapports de fin de session (pour plus d'informations, voir « Rapport de fin de session »).

Écran





Rapport de fin de session

Le rapport de fin de session est un résumé des détails de votre session. À la fin de votre séance d'exercices, vous pouvez envoyer par courrier électronique ou enregistrer une copie de votre rapport de séance, des données de démarche et des mesures de douleur capturées pendant votre séance. Il vous sera envoyé par email ou enregistré sur clé USB au format PDF. Il n'y aura aucun nom de patient ou d'athlète sur le rapport.



Tous les rapports de session non envoyés par courrier électronique ou enregistrés à la fin de la session seront supprimés.

Le temps d'attente estimé pour envoyer des rapports par courrier électronique est d'environ 20 secondes, en fonction de votre connexion Wi-Fi. Veuillez être patient et confirmer que toutes les données ont été envoyées avant de quitter le tapis roulant.



Création de rapports de fin de session

Action de l'opérateur ou de l'utilisateur	Écran
<p>1. Lorsqu'une session est arrêtée, l'écran Session terminée apparaît. Pour créer un rapport, appuyez sur Créer un rapport.</p>	
<p>2. Dans l'écran Créer un rapport, sélectionnez les enregistrements de démarche que vous souhaitez inclure dans le rapport en appuyant sur les cases à cocher (ou en appuyant sur Sélectionner tout), puis en appuyant sur Continuer.</p> <p>Vous pouvez envoyer le rapport à une adresse e-mail (allez dans « Envoi de rapports par courrier électronique») ou exporter le rapport vers une clé USB (allez dans « Enregistrement et exportation de rapports vers USB»).</p>	

Envoi de rapports par courrier électronique

Action de l'opérateur ou de l'utilisateur	Écran
<ol style="list-style-type: none"> Pour envoyer le rapport à une adresse e-mail, appuyez sur le bouton Envoyer par e-mail à gauche, Utilisez le clavier à l'écran pour saisir un nom de rapport et une adresse e-mail. Pour le nom du rapport, nous recommandons un identifiant de patient non identifiable (par exemple, 12345) ou l'heure et la date de la session (par exemple, 181205 02:00). Cela vous aidera à identifier le patient. Nous vous recommandons de vous envoyer les informations par courrier électronique et de les joindre ultérieurement au DME du patient. Si une liste d'adresses e-mail est fournie, sélectionnez l'adresse e-mail souhaitée. Appuyez sur Envoyer/envoyer le rapport par e-mail . Un message de confirmation apparaît après l'envoi de l'e-mail à l'adresse e-mail sélectionnée. Appuyez sur OK . 	 

Enregistrement et exportation de rapports vers USB

Action de l'opérateur ou de l'utilisateur	Écran
<ol style="list-style-type: none"> Pour exporter le rapport vers une clé USB, insérez une clé USB dans l'emplacement de la console et appuyez sur le bouton Exporter vers USB à gauche. Utilisez le clavier à l'écran pour saisir un nom de rapport. Nous recommandons un identifiant de patient non identifiable (par exemple, 12345) ou l'heure et la date de la session (par exemple, 181205 02:00). Cela vous aidera à identifier le patient. Appuyez sur Enregistrer le rapport sur USB . Un message de confirmation apparaît une fois le rapport enregistré et exporté. Appuyez sur OK . <p>Remarque : Vous pouvez sauvegarder autant de rapports que vous le souhaitez, à condition qu'il y ait suffisamment d'espace sur votre clé USB.</p>	 

Procédures d'extraction d'urgence

Dans le cas peu probable où un patient serait immobilisé dans le tapis roulant anti-gravité, veuillez vous référer aux étapes urgentes ci-dessous pour sécuriser la situation avant d'appeler le +1510.270.5900 ou de vous référer à alterg.com.

NOTES IMPORTANTES:

1. Ne déverrouillez pas le cockpit avant d'avoir lu la suite.
2. La ceinture du tapis roulant AlterG ne se verrouille pas en place, alors fixez-la en maintenant votre pied contre elle à l'arrière du tapis roulant.

Scénarios d'urgence

Il existe deux scénarios probables dans lesquels un patient peut avoir besoin d'une aide urgente pour sortir du tapis roulant anti-gravité :

Scénario 1

Le patient tombe ou devient fatigué au point de ne plus pouvoir sortir du tapis roulant avant que la chambre à air ne soit gonflée d'air.

- Option 1 : Si le patient peut se tenir debout, arrêtez le tapis roulant et fixez la ceinture avec votre pied. Aidez le patient à sortir du tapis roulant.
- Option 2 : Empêchez la ceinture de bouger en la fixant avec votre pied. Retirez les écrous du sac à la base du tapis roulant.
- Option 3 : Empêchez la ceinture de bouger en la fixant avec votre pied. Coupez la chambre à air et aidez le patient à sortir du tapis roulant.






Scénario 2

Le patient devient fatigué au point de ne plus pouvoir sortir du tapis roulant une fois la chambre à air gonflée.

Réduisez le pourcentage de poids corporel à moins de 40 % et faites asseoir le patient jusqu'à ce qu'il reprenne ses forces et puisse sortir tout seul.




Paramètres



Remarque : Cette section décrit uniquement les paramètres de base. Pour plus d'informations sur les paramètres avancés, reportez-vous au manuel de service Via Gen 3.

Action de l'opérateur	Écran
<p>1. Pour accéder aux écrans Paramètres, revenez à l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône Paramètres dans le coin supérieur gauche de l'écran.</p>	
<p>2. Appuyez sur Paramètres de base.</p>	
<p>Les paramètres de base sont divisés en trois zones. Sélectionnez l'une des options en appuyant sur le bouton approprié dans la barre de navigation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Préférences . Définissez les options de temps, gérez les e-mails, ajustez la disposition de l'interface graphique et téléchargez le logo de votre entreprise. • Soutien . Les sélections incluent : support technique, redémarrage de l'application, arrêt du PC, déconnexion, envoi des journaux, définition de la date de service, utilisation du ventilateur et kilométrage total. Remarque : Certaines options peuvent être inaccessibles (grisées). • Webcam . Démarrez et arrêtez la caméra webcam. 	

Préférences

Utilisez le paramètre Préférences pour définir ou modifier la langue, le format de l'heure, le format régional, le fuseau horaire, les unités métriques, gérer les noms et adresses de courrier électronique, modifier la disposition de l'affichage et télécharger un fichier image du logo.


Action de l'opérateur	Écran
<p>1. Appuyez sur Préférences dans la barre de navigation de l'écran Paramètres de base.</p>	
<p>2. Gérer les paramètres d'affichage de la langue, de l'heure et des unités métriques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour définir ou modifier la langue, le format de l'heure, le format régional et le fuseau horaire, sélectionnez les options appropriées dans les menus déroulants. • Pour passer aux unités métriques, appuyez sur le bouton Utiliser les unités métriques . 	
<p>3. Gérer les e-mails :</p> <p>Appuyez sur Gérer les e-mails pour gérer les noms et adresses e-mail.</p> <p>En préprogrammant les adresses e-mail de votre personnel, vous pouvez raccourcir le processus de fin de session. Cela vous permet de sélectionner des adresses e-mail dans une liste préprogrammée et de réduire le temps passé à saisir des données.</p> <p>Dans l'écran Gérer les e-mails, utilisez le clavier à l'écran pour saisir le nom et l'adresse e-mail du clinicien, puis appuyez sur Ajouter .</p>	

Action de l'opérateur	Écran
<p>4. Ajuster la disposition de l'affichage :</p> <p>AlterG a défini la disposition par défaut en usine sur le premier paramètre répertorié.</p> <p>La disposition par défaut affiche la barre de navigation/panneau d'affichage à gauche et le panneau de commandes à droite. Pour changer les positions de ces panneaux, appuyez sur le bouton Changer de panneau .</p>	
<p>5. Télécharger le logo :</p> <p>Pour télécharger le logo de votre entreprise ou de votre marque, appuyez sur Télécharger . Sélectionnez et téléchargez le fichier image. (Si un logo a été téléchargé, le nom du bouton devient Supprimer .)</p> <p>Les formats de fichiers acceptés sont :</p> <p>Votre logo apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'écran de la session.</p>	
<p>6. Lorsque vous avez terminé de modifier ces paramètres, appuyez sur Retour pour revenir à l'écran d'accueil.</p>	

Assistance – Assistance technique

Si vous rencontrez des problèmes avec votre système Stride Smart et que vous êtes connecté au Wi-Fi, notre équipe de service pourra peut-être obtenir un accès à distance et vous aider à dépanner votre appareil.


Veillez appeler notre équipe de service au (510) 270-5900 si vous souhaitez leur accorder un accès à distance. Ils peuvent vous guider tout au long de la procédure ci-dessous.

Action de l'opérateur	Écran
<ol style="list-style-type: none"> Pour accéder à l'écran Assistance, appuyez sur Assistance dans la barre de navigation de l'écran Paramètres. Pour accéder au support technique, appuyez sur l' option Support technique . 	

Action de l'opérateur

Écran

Dans les 5 secondes, vous devriez voir une fenêtre TeamViewer apparaître. Après 5 à 10 secondes supplémentaires, les champs d'identifiant et de mot de passe se rempliront automatiquement.



3. Lisez l'identifiant et le mot de passe à votre technicien. Cela leur permettra de se connecter à votre appareil et de contrôler l'écran. (Vous pouvez également photographier l'écran et l'envoyer par SMS au technicien.)

4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Retour** pour revenir à l'écran d'accueil.


Assistance – Redémarrer l'application

Action de l'opérateur

Écran

Si vous rencontrez des problèmes avec Stride Smart, nous pouvons vous demander de redémarrer votre appareil.

Appuyez sur l'option **Redémarrer l'application** dans l'écran Assistance.



Assistance – Arrêter le PC

L'arrêt du PC ne doit être utilisé que si Stride Smart et le tapis roulant anti-gravité doivent être éteints. Veuillez éteindre l'appareil avant de débrancher quoi que ce soit du mur.


Le système démarrera automatiquement une fois rebranché sur la prise murale.

L'ordinateur et les écrans consomment 45 W, ce qui est inférieur à une ampoule à incandescence classique. Bien que nous ayons conçu le tapis roulant anti-gravité pour qu'il reste allumé à tout moment, nous vous recommandons de l'éteindre lorsqu'il n'est pas utilisé fréquemment.

Action de l'opérateur

Écran

Appuyez sur l'option **Arrêter le PC** dans l'écran Assistance.




Assistance – Se déconnecter

Action de l'opérateur

Appuyez sur l'option **Se déconnecter** dans l'écran Assistance.

Écran




Assistance – Envoyer des journaux

Action de l'opérateur

Appuyez sur l'option **Envoyer les journaux** dans l'écran Assistance.

Écran




Webcam


Action de l'opérateur

1. Appuyez sur **Webcam** dans la barre de navigation de l'écran Paramètres.
2. Pour démarrer ou arrêter la caméra, appuyez sur **Démarrer la caméra/Arrêter la caméra**.

Écran



3. Pour passer en mode miroir, appuyez sur **Miroir**. Cela inverse la position des pieds de l'utilisateur.
4. Pour arrêter la caméra, appuyez sur **Arrêter**.



Action de l'opérateur	Écran
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Retour pour revenir à l'écran d'accueil.	

Étalonnage

Vous remarquerez peut-être des différences dans l'étalonnage par rapport aux anciens modèles de tapis roulants anti-gravité. Nous avons mis en place un processus d'étalonnage plus intelligent, qui peut entraîner :

- Processus d'étalonnage plus rapide
- Pression plus forte dans le processus d'étalonnage
- Une dépondération plus précise
- Une incapacité à dépeser chaque patient à 20%

L'incapacité de réduire le poids corporel d'un utilisateur à 20 % est le résultat d'une précision accrue lors du processus d'étalonnage initial. Si le tapis roulant anti-gravité n'est pas en mesure de réduire le poids corporel de l'utilisateur à 20 % pendant l'étalonnage, il lui permettra uniquement de se soulager jusqu'au point de poids corporel précis *le plus bas* . (c'est-à-dire que si un patient est limité à 37 % de son poids corporel, cela signifie que lors de l'étalonnage, le tapis roulant anti-gravité ne peut pas descendre en dessous de 37 %.) Quelques facteurs peuvent provoquer cela, et cela ne devrait pas être préoccupant à moins d'être persistant. avec tous les utilisateurs.

Les éléments suivants peuvent entraîner une incapacité à réduire le poids corporel à 20 % :

- Utilisateur se déplaçant pendant le processus d'étalonnage
- La composition corporelle
- Porter un vieux short (avec des fuites, des déchirures ou des trous)
- Vieux sac (avec fuites, déchirures ou trous)
- Porter un short mal ajusté à la personne
- Fermeture éclair incomplète du short sur le sac

Connectivité Wi-Fi

Le tapis roulant anti-gravité est compatible Wi-Fi et peut être configuré lors de l'installation si les informations du réseau Wi-Fi sont fournies.

La connexion Wi-Fi peut être configurée après l'installation si l'installation dispose d'un clavier USB et des informations sur le réseau Wi-Fi. Veuillez contacter l'équipe de service AlterG si vous avez besoin d'aide pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi.

Création d'entraînements personnalisés AlterG Assistant

Vous pouvez créer vos propres entraînements pour le tapis roulant anti-gravité AlterG Pro Slat Belt en utilisant AlterG Assistant en ligne. Après avoir créé un entraînement, enregistrez-le dans un fichier XML et copiez-le sur une clé USB.

Pour charger et exécuter l'entraînement sur le tapis roulant, installez la clé USB dans l'emplacement pour clé USB de la console et sélectionnez AlterG Assistant sur l'écran de la session.

Pour créer un entraînement personnalisé, visitez www.alterg.com/workout-programmer ou <http://rt.alterg.com/test/workout> et suivez les étapes à l'écran :

1. Cliquez sur le bouton **Créer un nouvel entraînement**.

Step 1:

2. Donnez à votre entraînement un nom unique et descriptif. Si vous créez plusieurs entraînements, vous pouvez facilement identifier l'entraînement souhaité dans la liste des entraînements que vous avez créés.

Choisissez votre unité de distance préférée et cliquez sur le bouton **Suivant**. Le nom de l'entraînement apparaît en haut de l'écran suivant.

Step 2: Name your workout:

Be sure to choose a unique name -- up to 40 characters -- that clearly identifies this workout, e.g. *Michael's Interval Workout*.

Choose your preferred unit of distance:

miles
 kilometers

or

3. Pour ajouter des intervalles, entrez des valeurs dans les champs fournis.

Remarque : Choisissez seulement 2 champs parmi Durée, Vitesse et Distance.

Dans l'exemple ci-dessous, l'intervalle n°1 a été configuré comme suit : la durée a été modifiée à 90 :00, la vitesse a été modifiée à 4,0 et la distance est restée vide. Lorsque l'intervalle n°1 a été ajouté, la distance a été calculée automatiquement.

Atherton Hills 10-Mile RT					
Total Duration: 90:00					
Total Distance: 6.00 miles					
Interval #	Duration minutes:seconds	Speed mph	Distance miles	Body Weight %	Incline %
1.	90:00	4.0	6.00	100	0
2.	<input type="text" value="90:00"/> minutes:seconds	<input type="text" value="4.0"/> from -10.0 mph to 18.0 mph	<input type="text"/> from 0.1 to 99.9 miles	<input type="text" value="100"/> from 100% to 20%	<input type="text" value="0"/> from 0% to 15%
<input type="button" value="Add This Interval"/>		<input type="button" value="Stop Adding"/>			

4. Répétez les étapes 2 et 3 pour continuer à ajouter des intervalles à votre entraînement. Lorsque vous avez fini d'ajouter des intervalles, cliquez sur le bouton **Arrêter l'ajout**. Un résumé de votre entraînement s'affiche et vous avez la possibilité de procéder à des ajustements.

Step 5: Click Save Workout when you are satisfied.

You can edit an interval you've already added by clicking its #.

You can also add more intervals or get familiar with what the **Action** buttons do...

Finally, you can throw this whole workout away by pressing *Don't Save*.

Atherton Hills 10-Mile RT

Total Duration: 1:65:00
Total Distance: 9.25 miles

Save Workout
Don't Save

Click a # to edit that interval.

Interval #	Duration <small>minutes:seconds</small>	Speed <small>mph</small>	Distance <small>miles</small>	Body Weight <small>%</small>	Incline <small>%</small>	Actions <small>see below</small>
1	90:00	4.0	6.00	100	0	↑ ↓ ins del
2	45:00	3.0	2.25	100	0	↑ ↓ ins del
3	30:00	2.0	1.00	100	1	↑ ↓ ins del

Add Another Interval

↑ moves the interval up the list.
↓ moves the interval down the list.
ins inserts a new interval BEFORE the interval.
del deletes the interval.

5. Cliquez sur le bouton **Enregistrer l'entraînement** si vous êtes satisfait. Sinon, effectuez les ajustements comme décrit ci-dessous.
 - Colonne Actions :
Cliquez **sur la flèche vers le haut** pour déplacer l'intervalle sélectionné d'une ligne vers le haut ; cliquez **sur la flèche vers le bas** pour déplacer l'intervalle sélectionné vers le bas d'une ligne.
Cliquez sur **Ins** pour ouvrir une nouvelle ligne au-dessus de l'intervalle sélectionné afin que vous puissiez insérer un nouvel intervalle.
Cliquez sur **Suppr** pour supprimer l'intervalle sélectionné.
 - Pour modifier un intervalle, cliquez sur le bouton du numéro d'intervalle, effectuez les ajustements souhaités et enregistrez.
 - Pour ajouter un nouvel intervalle à la fin, cliquez sur le bouton **Ajouter un autre intervalle** , ajoutez les informations souhaitées, puis cliquez sur le bouton **Ajouter cet intervalle** .
 - Cliquez sur **Ne pas enregistrer** si vous souhaitez supprimer l'intégralité de l'entraînement.

6. Après avoir enregistré l'entraînement, l'écran Enregistrer le programme apparaît.
 - Il est recommandé de créer un dossier et d'enregistrer tous les programmes d'entraînement dans ce dossier.
 - Cliquez sur le bouton **Enregistrer le programme** et attribuez au fichier du programme d'entraînement un nom unique pour le distinguer des autres fichiers de programme enregistrés.

Save Your New Workout Program

Step 6: Click *Save Program* to save the program on your hard disk.

We recommend you **create a new directory to hold all your workout programs**, and save all of them there. By saving programs to your hard disk, you will have a copy of all of your work.

When saving your program, we also recommend you **pick a file name that will help you remember the type of workouts in the program, or who the program is for**. By default, your workout program will be given a unique name based on the current time (to avoid duplicates).

Step 7: copy the file from your hard disk to a USB key.

Be sure to copy it in the root folder, not in a sub-folder.

Step 8: rename the file on the USB key to something relevant like MyWorkouts.xml.

The AlterG will not recognize your program unless it is an xml file in the root folder of the USB key.

To ensure success, we recommend you start with an empty USB key.

7. Copiez le fichier de votre disque dur sur une clé USB. **Remarque** : Nous vous recommandons d'utiliser une clé USB vide.
8. Renommez le fichier sur la clé USB et assurez-vous qu'il est enregistré au format XML. Cliquez sur le bouton **Continuer** .

Congratulations!

You've successfully created a P500 data key. Here's [how to use it](#).

Now might be a great time to look at the [Workout Programmer Manual](#) to see the additional features that Workout Programmer provides. When you're ready to try them out, follow the link on the Workout Programmer home page.

Please [let us know if you encountered any problems](#) in creating your first workout program.

[Workout Programmer home](#) (you may want to add it to your bookmarks/favorites)

Entraînements préprogrammés AlterG Assistant

Les programmes d'entraînement préprogrammés AlterG Assistant disponibles sont répertoriés ci-dessous.

Course de 20 minutes à 80 % du poids corporel (PC)

Secondes	% de poids corporel	Inclinaison	Vitesse (MPH)
015	40	0	0
060	85	0	8
540	80	2	dix
300	80	2	11
300	80	2	12

Combinaison course avant/marche rétro

Secondes	% de poids corporel	Inclinaison	Vitesse (MPH)
015	40	0	0
120	85	2	3.1
006	80	0	0
120	80	0	-3
006	80	3	0
180	80	3	8
016	77	0	0
180	77	0	-3
006	75	4	0
120	75	4	9
018	70	0	0
120	70	0	-3
006	70	3	0
060	70	3	dix
060	80	0	3

avant /marche rétro

Secondes	% de poids corporel	Inclinaison	Vitesse (MPH)
015	40	0	0
120	85	2	2.9
006	80	0	0
120	80	0	-2,5
006	80	3	0
180	80	3	3.1
006	77	0	0
180	77	0	-2,7
006	75	4	0
120	75	4	3.3
006	70	0	0
120	70	0	-3

Intervalles de course rétro, rythme moyen

Secondes	% de poids corporel	Inclinaison	Vitesse (MPH)
015	40	0	0
120	85	0	-2,5
180	80	0	-4
008	75	0	0
060	75	0	3
008	70	1	0
120	70	1	-4,5
008	80	2	0
060	80	2	3.1
006	70	2	0
060	70	2	-5
008	80	4	0
060	80	4	3.1
006	70	2	0
060	70	2	-6
010	80	5	0
120	80	5	3.1

rétro , rythme lent

Secondes	% de poids corporel	Inclinaison	Vitesse (MPH)
015	40	0	0
120	55	0	-2
120	50	0	-3,5
120	55	0	-2,8
060	50	0	-4
060	55	0	-3
060	50	0	-4,5
120	55	0	-3.1
060	50	0	-4,5
008	60	0	0
120	60	0	3.1

Marche rétro, rythme moyen

Secondes	% de poids corporel	Inclinaison	Vitesse (MPH)
015	40	0	0
120	85	0	-2,5
300	80	0	-2,7
420	75	0	-3.1
006	85	1	0
060	85	1	3

Marche rétro, rythme lent

Secondes	% de poids corporel	Inclinaison	Vitesse (MPH)
015	40	0	0
120	55	0	-2
300	50	0	-2.3
420	45	0	-2,5
006	55	0	0
060	55	0	2

Courir à un rythme rapide à 82 % du poids corporel moyen (BW)

Secondes	% de poids corporel	Inclinaison	Vitesse (MPH)
015	40	0	0
120	90	2	3.3
300	85	3	8.5
420	80	3	dix
006	90	1	3.1

Course à pied à rythme moyen / 77 % du poids corporel moyen (BW)

Secondes	% de poids corporel	Inclinaison	Vitesse (MPH)
015	40	0	0
120	85	1	6.5
300	80	2	7.5
420	75	3	8.5
060	85	0	3

Courir à un rythme lent à une moyenne de 50 % du poids corporel (BW)

Secondes	% de poids corporel	Inclinaison	Vitesse (MPH)
015	40	0	0
120	55	2	3
300	50	3	5.5
420	45	3	6.5
060	55	0	3

Intervalle de marche/repos/course

Secondes	% de poids corporel	Inclinaison	Vitesse (MPH)
015	45	0	0
060	85	0	3
120	85	2	dix
060	85	0	3
120	85	2	dix
060	85	0	3
120	85	2	dix
060	85	0	3
120	85	2	11

Secondes	% de poids corporel	Inclinaison	Vitesse (MPH)
060	85	0	3
120	85	2	11
060	85	0	3
120	85	2	12
060	85	0	3
120	85	2	12
060	85	0	3

Marche, rythme rapide

Secondes	% de poids corporel	Inclinaison	Vitesse (MPH)
015	40	0	0
120	90	2	3.3
300	85	3	3.9
420	80	3	4.1
060	90	1	3.1

Marche, rythme moyen

Secondes	% de poids corporel	Inclinaison	Vitesse (MPH)
015	40	0	0
120	85	2	2.7
300	80	3	3.1
420	75	3	3.3
060	85	1	2.7

Marcher, rythme lent

Secondes	% de poids corporel	Inclinaison	Vitesse (MPH)
015	40	0	0
120	55	2	2
300	50	3	2.3
420	45	3	2.5
060	55	1	2

Étiquettes, emplacements, interprétation


Vous devez lire et comprendre les étiquettes sur le tapis roulant anti-gravité Via / Via X. Les étiquettes fournissent des informations sur le fonctionnement du tapis roulant anti-gravité. Suivez toutes les instructions sur les étiquettes pour une expérience d'exercice sûre et agréable.

Si une étiquette devient endommagée et illisible, contactez immédiatement AlterG pour commander un remplacement.

Les emplacements des étiquettes sont indiqués dans le schéma ci-dessous. Une représentation graphique et une description détaillée de chaque étiquette suivent.

Étiquettes de produit et de fabrication au dos et à l'intérieur de la structure du tapis de course :




Étiquette	Description
<p data-bbox="597 1333 630 1360">#1</p> <div data-bbox="423 1377 805 1633" style="border: 1px solid blue; padding: 10px;">  <p data-bbox="581 1394 792 1608">WARNING: This product can expose you to chemicals including Titanium Dioxide and Carbon Black which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.P65Warnings.ca.gov</p> </div>	<p data-bbox="1052 1333 1409 1711">Cette étiquette est située à côté de l'étiquette du produit sur le panneau avant, près de la base du tapis roulant anti-gravité . Cela indique que ce produit peut vous exposer à des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme provoquant le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.</p> <p data-bbox="1052 1732 1409 1822">Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.</p>

Étiquette

Description


#2



Cette étiquette est située sur le panneau avant, près de la base du tapis roulant anti-gravité.

Débranchez toujours le tapis roulant avant de le nettoyer ou de l'entretenir pour réduire le risque de blessure due aux pièces mobiles ou de choc électrique.

#3



AlterG fabrique le système. Cette étiquette est située sur le panneau avant près de la base du tapis roulant anti-gravité et identifie le numéro de série et de modèle du système, ainsi que les exigences d'alimentation et de tension.

#4




Cette étiquette est située à l'intérieur du panneau avant et indique une connexion à la terre. Utilisé pour la référence de potentiel zéro et la protection contre les chocs électriques.



#5






Cette étiquette est située dans la structure du tapis roulant anti-gravité et indique qu'une haute tension est présente à cet endroit. Si vous voyez cette étiquette, ne vous approchez pas et ne démontez aucun des composants auxquels elle est fixée. Étant donné que la haute tension peut provoquer des blessures graves, voire la mort, seul un technicien de service AlterG qualifié doit tenter toute réparation.

Référence utilisateur et étiquettes de sécurité :



Étiquette	Description
<p data-bbox="532 1094 565 1121">#6</p> 	<p data-bbox="922 1094 1438 1184">Cette étiquette est située dans le coin inférieur droit du cadre tubulaire entourant l'écran tactile et la console.</p> <p data-bbox="922 1205 1438 1394">Le cockpit doit être fixé dans les dispositifs de réglage de hauteur verticaux et verrouillé avant que l'utilisateur ne commence à s'entraîner. Cette étiquette est apposée à l'avant du cockpit sur le dessus. Assurez-vous de suivre ces instructions.</p>
<p data-bbox="532 1430 565 1457">#7</p> 	<p data-bbox="922 1430 1438 1520">Il s'agit de l'étiquette du contact de service. Il se trouve sur la console et affiche l'adresse du site AlterG.</p> <p data-bbox="922 1541 1438 1604">Il indique également l'emplacement du port USB.</p> <p data-bbox="922 1625 1438 1755">Remarque : l'USB n'est pas un port de chargement et n'alimentera pas les appareils. C'est uniquement pour le transfert de données.</p>

Étiquette	Description
<p>#8 et #10</p> 	<p>Ces étiquettes sont situées sur les poteaux verticaux (l'étiquette n°6 indique les centimètres sur le poteau gauche, l'étiquette n°8 indique les pouces sur le poteau droit).</p> <p>Lorsqu'un utilisateur règle et verrouille le cockpit, la hauteur du cockpit peut être utilisée pour référence future.</p>
<p>#9</p> 	<p>Cette étiquette est située à l'intérieur de la main courante des deux côtés et marque l'emplacement d'un aimant.</p>
<p>#11</p> 	<p>Cette étiquette est située de part et d'autre du cockpit à côté des chandeliers verticaux et pointe vers la hauteur du cockpit réglée par un utilisateur.</p>

Maintenance préventive

Pour garantir le fonctionnement sûr et la longévité de votre tapis roulant anti-gravité, vous devez effectuer un entretien périodique. Vous pouvez effectuer vous-même de nombreuses tâches de maintenance ; cependant, il est recommandé qu'un technicien AlterG inspecte le système tous les 12 mois.



ATTENTION : Assurez-vous que le tapis roulant anti-gravité est éteint et débranché avant d'effectuer l'un des travaux d'entretien détaillés ci-dessous.

Désinfection

Nettoyage et désinfection des shorts

- Avant que l'utilisateur ne mette ou n'enlève le short AlterG, assurez-vous qu'il enlève toujours ses chaussures. Garder des chaussures tout en enfilant le short exerce beaucoup de pression sur leurs coutures et réduira considérablement la durée de vie du short.
- Si une partie du short s'use, cessez de l'utiliser.

Instructions de lavage : Laver à la main ou en machine sur cycle délicat. Lorsque vous utilisez une machine à laver, placez le short dans un sac en filet. Utilisez un détergent doux. Sécher à l'air libre. Ne placez pas le short dans la sècheuse.

Remarque : Le short est sans latex.

Contenu :

90 % de nylon extensible,

10 % d'uréthane et stratification

Les shorts AlterG doivent être nettoyés et désinfectés conformément à la politique clinique en vigueur concernant les vêtements des patients et le degré de risque d'exposition. Consultez le site Web du CDC pour connaître les dernières directives sur la décontamination de l'équipement et des vêtements des patients.

Le nettoyage standard peut être effectué par immersion dans des composés antimicrobiens et agitation mécanique. Suivez les directives relatives aux nettoyants antimicrobiens particuliers utilisés lorsque vous déterminez la durée et la méthode d'exposition de décontamination. La construction du matériau du short AlterG est en néoprène et en uréthane ; vous pouvez consulter le fabricant de vos produits de nettoyage préférés concernant leur adéquation et leur mode d'emploi. Le short tolérera l'exposition à une solution d'eau de Javel à 10 %.

Suivez les procédures de décontamination recommandées par le CDC lorsque les shorts sont exposés à des déchets humains ou au sang ou lorsque des patients à haut risque ou une contamination microbienne à haut risque sont impliqués. Il est recommandé de jeter le short après une exposition à des déchets, du sang ou des micro-organismes hautement contagieux ou lorsque des patients à haut risque d'infection sont impliqués.

L'exposition directe du short à des déchets solides (excréments), du sang ou à des lésions cutanées est considérée comme une condition inhabituelle et il peut être impossible de désinfecter correctement le short dans ces circonstances. Les shorts qui sont exposés à des situations à risque de contamination plus élevé doivent être retirés de l'utilisation au-delà de l'utilisateur immédiat et stérilisés entre les utilisations s'ils sont jugés sans danger pour une réutilisation chez une personne particulière. Si une lésion cutanée, une incontinence ou une contamination microbienne à haut risque sont possibles, la situation doit être évaluée au cas par cas.

Il est recommandé aux patients présentant un risque élevé d'incontinence urinaire ou fécale de porter des doublures, des couches et d'autres moyens efficaces de barrage, de rétention et d'absorption. Évitez de transférer des déchets ou des matières organiques infectieuses à l'intérieur du tapis roulant car il est très difficile d'éliminer la contamination organique après son introduction à l'intérieur du tapis roulant.

Les cathéters urinaires et autres dispositifs de stockage des déchets basés sur des conduits et des sacs doivent être utilisés avec prudence et en étant conscients que l'environnement interne du tapis roulant atteint une pression supérieure à la pression atmosphérique. Cette différence de pression peut mettre sous pression les systèmes de cathéters, provoquant alors un gonflement, une fuite ou un éclatement.

Nettoyage et désinfection des sacs et des cadres

Essuyez les surfaces de la coque en tissu et du cadre tubulaire du tapis roulant anti-gravité avec une solution d'eau de Javel à 10 % ou d'autres détergents/désinfectants compatibles avec les revêtements d'uréthane et les films de peinture à base d'époxy et conformes aux directives de désinfection du CDC. Ne trempez pas les surfaces au point que la solution d'eau de Javel commence à couler. Un nettoyage et un essuyage réguliers des surfaces après chaque utilisation sont recommandés. Après une exposition à des agents infectieux, nettoyez les surfaces du tapis roulant conformément aux directives du CDC ou consultez AlterG, Inc. **Remarque** : Le tissu du sac ne contient pas de latex.

Nettoyage général et inspection

Un nettoyage et une inspection périodiques contribueront à prolonger la durée de vie de votre tapis roulant anti-gravité et à le conserver en bon état. Le plus grand contributeur à la défaillance du tapis roulant sera l'accumulation de saleté et de débris à l'intérieur du tapis roulant. Pour éviter cela, assurez-vous que les utilisateurs portent toujours des chaussures propres lorsqu'ils font de l'exercice. Le tapis roulant étant un système scellé, la présence de saleté et de débris réduit considérablement la longévité du produit.

Garder le système propre permettra également de détecter plus facilement les problèmes qui autrement ne pourraient pas être détectés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous trouverez ci-dessous des directives générales sur les intervalles de nettoyage et d'entretien. Si le tapis roulant anti-gravité se trouve dans un environnement sale ou est soumis à une utilisation intensive, les intervalles de nettoyage et d'inspection doivent être plus fréquents. N'utilisez pas de brosses ou de nettoyeurs abrasifs ; ils abîmeront et rayeront la peinture et les surfaces en plastique. De plus, ne trempez aucune surface avec un liquide car les composants électroniques sensibles peuvent être endommagés et présenter un risque électrique.

Tous les jours

1. Inspectez et retirez tous les débris de l'intérieur du sac.
2. Vérifiez tout fonctionnement anormal. Assurez-vous qu'il n'y a pas de caractéristiques de performances inhabituelles telles que :
 - Des sons inhabituels, tels qu'un sifflement provenant de fuites d'air, provenant du tapis roulant, du ventilateur ou du sac.
 - Des images ou des odeurs inhabituelles qui semblent sortir de l'ordinaire.
 - Toute caractéristique opérationnelle qui a changé, comme une vitesse réduite du tapis roulant ou une pression irrégulière ou faible du sac. Notez qu'une faible pression du sac peut être causée par un mauvais calibrage. Assurez-vous d'avoir correctement suivi les étapes d'étalonnage avant de déterminer qu'il y a un problème de pressurisation.
3. Inspectez les fermetures éclair du short et du sac pour déceler des dents cassées ou manquantes. **NE PAS UTILISER** le produit si ces conditions sont remplies. Les dents cassées de la fermeture éclair peuvent échouer, provoquant un dégonflage rapide du sac pendant l'utilisation.

Hebdomadaire

1. Vérifiez l'état général du tapis roulant.
2. Inspectez le sac pour déceler des déchirures ou des fuites.
3. Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon humide. Cela aidera à empêcher les fenêtres de jaunir.
4. Essuyez le sac et le moniteur si nécessaire à l'aide d'un chiffon en microfibre pour éviter les rayures. **Remarque** : Essuyez le moniteur lorsque le tapis roulant est éteint. Si vous appuyez sur l'écran tactile lorsque le tapis de course est allumé, vous risquez d'activer accidentellement une fonction.
5. Vérifiez les fils et câbles lâches.
6. Passez l'aspirateur à l'intérieur du sac à travers le trou d'accès situé en haut du sac. Vous pouvez positionner le cockpit dans la position la plus haute et ramper à l'intérieur du sac pour un meilleur accès.
7. Passez l'aspirateur autour de la base du tapis roulant.
8. Vérifiez le short pour des déchirures ou des trous. La capacité du système à retenir la pression de l'air sera compromise par des shorts qui fuient excessivement l'air.

Mensuel

1. Retirez le sac du cadre et aspirez soigneusement l'intérieur du tapis roulant. Voir les instructions qui suivent.
2. Aspirez toute poussière accumulée sur les grilles situées à l'intérieur des tubes d'admission du ventilateur de chaque côté de l'avant du tapis roulant.

De façon saisonnière

En automne et en hiver, le climat plus sec dans de nombreuses régions du pays provoquera une accumulation d'électricité statique lors de l'utilisation du tapis roulant. Vaporisez la surface de course avec un spray antistatique pour éviter les chocs statiques aux utilisateurs du tapis roulant et pour éviter les interférences avec les systèmes électroniques du tapis roulant.

Fenêtres de sac

Les fenêtres de votre tapis roulant anti-gravité sont en polyuréthane. Des précautions particulières doivent être prises pour s'assurer qu'ils restent propres et clairs. Le nettoyant IMAR™ ou Windex® est recommandé pour nettoyer les fenêtres.

Remarque : Si votre tapis de course anti-gravité est exposé au soleil, il est nécessaire de commander un nettoyant spécial vitres contenant une protection UV. Pour une liste des détaillants et des distributeurs dans votre région, contactez AlterG ou visitez Amazon.com et commandez le nettoyant protecteur IMAR™ Strataglass.

Comment dois-je nettoyer mon écran tactile ?

Lors du nettoyage d'un écran tactile, il est important de réaliser qu'il est sensible aux produits chimiques, tout comme une paire de lunettes avec des verres en plastique (généralement en polycarbonate avec un revêtement anti-éblouissement). En fait, le kit de nettoyage fourni avec une paire de lunettes de ce type est exactement ce qu'il vous faut pour nettoyer votre écran tactile en toute sécurité ; il comprend généralement un chiffon en microfibre et une solution de nettoyage douce et coûte généralement environ 10 \$.

Instructions de nettoyage

- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux. Nous recommandons particulièrement le chiffon de nettoyage pour lentilles en microfibre 3M pour nettoyer les écrans tactiles sans avoir besoin d'un nettoyant liquide. Le matériau peut être utilisé sec ou légèrement humidifié avec un nettoyant doux ou de l'éthanol. Assurez-vous que le chiffon est légèrement humide et non mouillé.
- N'utilisez jamais de nettoyants acides ou alcalins (pH neutre), ni de produits chimiques organiques tels que du diluant à peinture, de l'acétone, du toluène, du xylène, de l'alcool propylique ou isopropylique ou du kérosène. Des produits de nettoyage appropriés sont disponibles dans le commerce et préemballés pour être utilisés ; un exemple d'un tel produit est Klear Screen™ ou des marques de vente au détail disponibles dans le commerce telles que Glass Plus® Glass and Surface Cleaner fabriqué par Reckitt-Benckiser. L'utilisation de produits de nettoyage inappropriés peut entraîner une déficience visuelle de l'écran tactile et endommager sa fonctionnalité.
- N'appliquez jamais de nettoyant directement sur la surface de l'écran tactile ; si vous renversez du nettoyant sur l'écran tactile, essuyez-le immédiatement avec un chiffon absorbant.
- Lorsque vous utilisez un nettoyant, évitez tout contact avec les bords du film ou du verre, ainsi qu'avec la queue flexible.
- Essuyez doucement la surface; s'il existe une texture de surface directionnelle, essuyez dans la même direction que la texture.

Remarque : La plupart des produits contiennent 1 à 3 % d'alcool isopropylique en volume, ce qui se situe dans les limites acceptables pour le nettoyage des écrans tactiles résistifs.

Attention : De nombreux produits contiennent de l'Ammoniaque, des Phosphates ou de l'Ethylène Glycol, qui **NE SONT PAS ACCEPTABLES** ; vérifiez attentivement l'étiquette du contenu du produit.

Entretien du sac

- Vérifiez le sac pour déceler toute fuite et notez tout sifflement anormal. Une petite fuite à travers le short et la fermeture éclair est normale. Si cette fuite ou d'autres fuites affectent les capacités de pression maximale du tapis roulant anti-gravité, contactez AlterG pour un dépannage et une assistance.
- Lubrifiez la fermeture éclair du sac si nécessaire à l'aide d'un lubrifiant pour fermeture éclair. Gardez toujours les objets pointus loin du sac.
- Examinez la fermeture à glissière du sac pour déceler des dents desserrées ou manquantes. Ne l'utilisez pas s'il manque des dents, car une dépressurisation rapide peut se produire en cas de défaillance de la fermeture éclair sous pression.

- Pour assurer l'entretien de l'intérieur du tapis roulant anti-gravité, il peut être nécessaire de retirer le sac de la base. Il est recommandé d'effectuer ce type d'entretien en fin de journée. Lorsque le sac est refixé, la mousse qui forme un joint hermétique entre le sac et la base a besoin de temps pour se dilater et se refermer. La procédure de retrait du sac pour le nettoyage est décrite ci-dessous.

Remplacement de la tourelle


1. Éteignez et débranchez le tapis roulant anti-gravité.
2. Vous pouvez suspendre le sac pour un meilleur accès en le fixant au cockpit, puis en soulevant et en verrouillant le cockpit.



3. Faites reculer l'intérieur de la tourelle et localisez la fixation de la fermeture à glissière.



4. Retirez le ruban adhésif recouvrant la fermeture éclair. Assurez-vous que le ruban adhésif est complètement retiré de la fermeture éclair du sac.



5. Décompressez la fermeture éclair sur tout le tour pour libérer le kiosque.



6. Insérez l'extrémité de la fermeture éclair du sac dans la languette de traction de la fermeture éclair du kiosque, en vous assurant qu'elle est complètement insérée et que les dents des deux moitiés de la fermeture éclair sont alignées.



7. Fermez soigneusement le kiosque au sac, en vous assurant que toutes les dents sont correctement verrouillées. Lorsque les deux parties sont entièrement connectées, il y aura un très petit espace au bout de la fermeture éclair.



8. Collez l'intérieur de la fermeture éclair avec le patch d'aide au déchirement 109163 3" x 3" ou la bande d'aide au déchirement 107588 1-1/2" (-longueur 3" 4") pour sceller. Assurez-vous que l'espace est complètement couvert.



du sac pour le nettoyage

Pour assurer l'entretien de l'intérieur du tapis roulant Via Anti-Gravity, il peut être nécessaire de retirer le sac de la base du tapis roulant. Suivez les étapes de cette section pour retirer, nettoyer l'intérieur et remplacer le sac.

Retrait des sacs et nettoyage du tapis roulant

1. Éteignez et débranchez le tapis roulant anti-gravité.
2. Vous pouvez suspendre le sac pour un meilleur accès en le fixant au cockpit, puis en soulevant et en verrouillant le cockpit.



3. Localisez les barres de retenue du sac sur le cadre. Les barres sur les côtés et à l'arrière sont représentées. Vous supprimerez ces trois barres. Il peut être plus simple de commencer par la barre arrière.



4. À l'aide d'une clé à douille avec une douille de 10 mm, dévissez les attaches des entretoises.




5. Retirez complètement les barres du cadre et mettez-les de côté avec les attaches.



6. Soulevez la base du sac des entretoises.


Notez que vous n'aurez peut-être pas besoin de retirer l'avant et l'arrière pour nettoyer l'ensemble du tapis roulant. Retirer l'arrière et les deux côtés devrait suffire. En règle générale, il est préférable de laisser le devant du sac attaché au cadre.

Comme le montre la deuxième photo, le sac a été dégagé des deux côtés et à l'arrière. Le devant du sac reste attaché.



7. Passez soigneusement l'aspirateur sur toutes les surfaces que vous pouvez atteindre. Allez aussi loin que possible sous le tapis roulant.

Nettoyez l'arrière du tapis roulant là où la saleté et les débris s'accumulent.



8. Vous pouvez également vérifier la surface de la bande de roulement pour déceler des débris ou des déversements de liquide. La bande de roulement se déplace librement lorsque vous la faites rouler à la main.



Réattachement du sac

1. Rattachez le sac en alignant les trous avec les entretoises correspondantes sur le cadre.



-
2. Remplacez les barres de retenue du sac sur le cadre. Remplacez et serrez à la main toutes les fixations. Assurez-vous qu'ils sont bien ajustés. **Ne pas trop serrer** .



Annexe A : Spécifications du tapis roulant anti-gravité

Performance	<p>Capacité de poids de l'utilisateur : 80 lb (36 kg) – 400 lb (180 kg)</p> <p>Ajustement de la plage de poids corporel : jusqu'à 20 % du poids corporel de l'utilisateur , par incréments de 1 % (les utilisateurs pesant plus de 350 lb (159 kg) peuvent ne pas atteindre une perte de poids de 20 %)</p> <p>Plage de hauteur de l'utilisateur : 5 pi (154 cm) – 6 pi 3 po (190 cm)</p> <p>Plage de vitesse : -3 à 12 mph (-4,8 – 19 km/h), Via X/Fit X : -5 à 15 mph (-8 – 24 km/h)</p> <p>Plage d'inclinaison : 0 - 15 °</p>
Dimensions	<p>Longueur : 84" (213 cm)</p> <p>Largeur : 38" (97 cm)</p> <p>Superficie de course :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 22" (56 cm) de large • 62 " (158 cm) de longueur <p>Tapis en caoutchouc : 4 pieds (1,2 m) × 9 pieds (2,7 m)</p> <p>Poids : 550lbs (249kg), environ</p>
Dimensions recommandées de la pièce	<p>Prévoyez une empreinte d'au moins 12 pieds (3,7 m) de long sur 8 pieds (2,4 m) de large pour un espacement adéquat autour du tapis roulant. Laissez au moins 20 pouces (0,5 M) d'espace devant l'unité pour accéder au panneau marche/arrêt et électronique.</p> <p>Remarque : Aux réglages de hauteur les plus bas et de pression élevée, le sac peut se dilater jusqu'à environ 10 po (25 cm) de chaque côté.</p> <p>Vérifiez la hauteur du plafond pour vous assurer que les utilisateurs ne se cogneront pas la tête contre le plafond en courant. La surface de course est à environ 6 po (15 cm) du sol.</p>
Environnemental	<p>Des conditions de fonctionnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Température ambiante : 55 ° F à 84 ° F (13 ° C à 29 ° C) • Humidité relative : 20 % à 95 % <p>Conditions de transport et de stockage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plage de température : 0 ° F à 120 ° F (0 ° C à 49 ° C) • Humidité relative : 20 % à 95 %

<p>Caractéristiques électriques</p>	<p>Exigences d'alimentation :</p> <ul style="list-style-type: none"> Recommandé : 220 VCA 20 A, 50/60 Hz Plage de tension CA opérationnelle ; 200 - 240 VCA*, 50/60 Hz <p>*À des valeurs inférieures aux 220 volts/20 A recommandés, la capacité du système à réduire le poids corporel à 20 % ou à atteindre des vitesses plus élevées peut être compromise.</p> <p>Emplacement : Installez l'avant du tapis roulant à moins de 12 pieds (3,7 m) de la prise électrique.</p> <p>Connexion électrique (États-Unis) : 220 V : circuit de 20 ampères, prise NEMA 6-20R</p> <p>Configuration internationale : Le tapis roulant AlterG dispose d'une prise IEC 60320 C20 pour l'entrée d'alimentation. Chaque unité est livrée avec une fiche IEC 60320 C19 correspondante et une fiche murale appropriée pour le pays désigné. La fiche appropriée doit être connectée au cordon d'alimentation du tapis roulant en utilisant le schéma de connexion des fils suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conducteur bleu : Neutre Conducteur marron : Ligne Conducteur de terre : vert/jaune 																				
<p>Utilisation du logiciel, accès USB et connectivité sans fil</p>	<p>Remarque : le tapis roulant anti-gravité AlterG fonctionne sur une plate-forme Windows personnalisée et est contenu dans un shell de commande protégé. Cela empêche un utilisateur de quitter l'application pour accéder au système d'exploitation et introduire des modifications ou des hacks.</p> <p>Le tapis roulant peut collecter des données de session qui peuvent être exportées depuis l'appareil. Les données de session ne contiennent aucune information personnelle sur la santé (PHI).</p> <p>Les données de session peuvent être exportées à l'aide du port USB là où le Wi-Fi n'est pas disponible. Les utilisateurs ne doivent jamais insérer de clé USB d'origine inconnue dans ce port.</p> <p>Les données de session sont également disponibles pour l'exportation à l'aide d'une application de messagerie intégrée (Mailgun) et d'une connexion Wi-Fi au produit. Mailgun est une plate-forme sécurisée certifiée selon le cadre de protection des données UE-États-Unis et conforme au RGPD. Mailgun dispose de serveurs locaux aux États-Unis et dans l'UE et dirige le trafic vers le serveur approprié en fonction du domaine de l'expéditeur.</p> <p>AlterG maintient un document MDS2 disponible auprès d'AlterG concernant la connectivité Wi-Fi sécurisée.</p>																				
<p>Conformité</p>	<p>Les tapis roulants anti-gravité AlterG sont des dispositifs médicaux de classe I et ont été testés et sont conformes aux normes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> CEI 60601 CAN/CSA-C22.2 CAN/CSA-C22.2 <table border="1" data-bbox="495 1669 1323 1911"> <thead> <tr> <th>Produit</th> <th>GMDN</th> <th>GTIN (14 chiffres)</th> <th>UDI-DI de base de l'UE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajuster</td> <td>61495</td> <td>850022788000</td> <td>0850022788Fit6Q</td> </tr> <tr> <td>Ajuster X</td> <td>61495</td> <td>850022788017</td> <td>0850022788FitX5U</td> </tr> <tr> <td>Via</td> <td>61495</td> <td>850022788024</td> <td>0850022788Via82</td> </tr> <tr> <td>Par X</td> <td>61495</td> <td>850022788031</td> <td>0850022788ViaX7K</td> </tr> </tbody> </table>	Produit	GMDN	GTIN (14 chiffres)	UDI-DI de base de l'UE	Ajuster	61495	850022788000	0850022788Fit6Q	Ajuster X	61495	850022788017	0850022788FitX5U	Via	61495	850022788024	0850022788Via82	Par X	61495	850022788031	0850022788ViaX7K
Produit	GMDN	GTIN (14 chiffres)	UDI-DI de base de l'UE																		
Ajuster	61495	850022788000	0850022788Fit6Q																		
Ajuster X	61495	850022788017	0850022788FitX5U																		
Via	61495	850022788024	0850022788Via82																		
Par X	61495	850022788031	0850022788ViaX7K																		

Annexe B : Options et accessoires

Veillez visiter le site Web AlterG ou contacter votre représentant commercial AlterG pour connaître les options disponibles et les commandes.

Annexe C : Dépannage

Dans la plupart des cas, les réparations de votre tapis roulant anti-gravité doivent être effectuées par un technicien qualifié AlterG. Contactez votre représentant AlterG ou demandez des réparations à CS@golifeward.com

Avant de demander l'aide d'un technicien de réparation, vous pouvez dépanner les problèmes et potentiellement les résoudre.

Réparations

Notez les points suivants afin que nous puissions vous aider le plus rapidement possible.

- Quel est le numéro de série du tapis roulant anti-gravité ? L'étiquette du fabricant se trouve sur la base du tapis roulant.
- Que s'est-il passé avant le problème ?
- Le problème est-il survenu de manière inattendue ?
- Le problème s'est-il aggravé avec le temps ?
- Si vous entendez un bruit inhabituel, d'où vient ce bruit ?
- Est-ce que quelqu'un utilisait le tapis roulant au moment où le problème est survenu ?
- Notez tout autre symptôme qui pourrait être pertinent.
- L'écran affiche-t-il des messages d'erreur ?

Pression de l'air

Si une pression inappropriée est ressentie pendant une séance d'entraînement, vérifiez l'étanchéité du short et du sac de l'unité. Si les problèmes de pression persistent, contactez AlterG.

Tapis roulant

1. Roue libre : Le tapis roulant ne se verrouille pas et bougera s'il est poussé. Lorsque l'E-Stop est tiré, le tapis roulant est censé pouvoir se déplacer librement.
2. La ceinture du tapis roulant ne bougera pas tant que vous n'aurez pas démarré l'interface utilisateur. Si la ceinture du tapis roulant bouge dans un autre cas, contactez AlterG immédiatement. Si la ceinture du tapis roulant ne bouge pas pendant le fonctionnement, testez d'autres fonctions, telles que l'inclinaison. Si cela fonctionne, vérifiez l'écran pour tout message d'erreur. Enregistrez tous les messages d'erreur système et contactez AlterG.

Fuites

Si le tissu du sac ou du short est déchiré, ou si les dents de la fermeture éclair sont cassées ou manquantes, arrêtez l'utilisation et contactez AlterG.

Erreurs système

Le logiciel du tapis roulant anti-gravité intègre une vérification des erreurs pour garantir que tous les systèmes fonctionnent conformément aux spécifications. Si une erreur est détectée, « Erreur inattendue » s'affiche, suivi d'une description de l'erreur détectée. Si vous voyez ce message, notez le message d'erreur et une description des circonstances dans lesquelles il s'est produit.

L'erreur peut être le résultat d'une anomalie inattendue pouvant survenir dans des appareils complexes contrôlés par ordinateur. Si tel est le cas, coupez l'alimentation de la console d'affichage. Cela peut effacer l'erreur et corriger le problème. Si l'erreur persiste, contactez AlterG. Notez les circonstances dans lesquelles l'erreur se produit et le code de diagnostic.

Annexe D : Déclaration CEM

Avertissement :

- Le tapis roulant anti-gravité est un ÉQUIPEMENT ÉLECTROMÉDICAL et nécessite des précautions particulières concernant la CEM et doit être installé et mis en service conformément aux informations CEM fournies dans ce manuel.
- Les équipements de communication RF portables et mobiles peuvent affecter le tapis roulant anti-gravité
- L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés par AlterG Inc. peut entraîner une augmentation des ÉMISSIONS ou une diminution de l'IMMUNITÉ de l'ÉQUIPEMENT.
- Cet ÉQUIPEMENT ne doit pas être utilisé à côté ou empilé avec d'autres équipements et si une utilisation adjacente ou empilée est nécessaire, l'ÉQUIPEMENT doit être observé pour vérifier son fonctionnement normal dans la configuration dans laquelle il sera utilisé.

Annexe E : Garantie

Votre tapis roulant anti-gravité est couvert par la garantie suivante :

- Un an pièces et main d'œuvre pour l'ensemble de la machine.

Garantie : Lifeward CA garantit au client que le tapis roulant anti-gravité est exempt de défauts de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale. La garantie ne couvre pas les dommages ou les pannes d'équipement dus à une mauvaise utilisation, à l'utilisateur ou à d'autres dommages, ou au non-respect des exigences environnementales, électriques et d'entretien, comme indiqué dans le manuel d'utilisation du tapis roulant anti-gravité. Toute modification, démontage et déplacement du client sans la surveillance du service Lifeward CA ou tout transfert de propriété du tapis roulant anti-gravité annule la garantie et l'extension de garantie. Nous vous invitons à contacter notre équipe Customer Success pour nous permettre de vous faciliter le processus en toute circonstance.

Garantie prolongée:

Lifeward CA offre une garantie prolongée d'année en année pour le tapis roulant anti-gravité comme suit :

Si vous achetez la garantie prolongée au moment de votre achat, Lifeward CA fournira un (1) contrôle de maintenance préventive gratuit et un service du par un technicien qualifié à la fin de la première année d'utilisation.

Une garantie prolongée peut être achetée après la vente et l'installation de l'AlterG. Pour plus d'informations, contactez votre représentant autorisé ou Lifeward CA.

Pendant la période de garantie ou la période de garantie prolongée, AlterG ou son technicien de service agréé diagnostiquera et réparera votre tapis roulant anti-gravité, y compris les pièces et la main d'œuvre. Le service peut aller des appels téléphoniques et des e-mails aux visites de service sur site si nécessaire. Si vous choisissez de ne pas acheter une garantie prolongée auprès d'AlterG, vous serez facturé aux tarifs alors en vigueur pour les pièces et la main-d'œuvre, ainsi que tout déplacement et/ou expédition nécessaire pour tout service du produit après l'expiration de la garantie initiale d'un (1) an.

Ni la garantie ni l'extension de garantie ne couvrent les opportunités commerciales perdues en raison de la mise hors service de votre tapis roulant anti-gravité, et la garantie ou l'extension de garantie ne couvrent pas non plus les dommages ou les pannes d'équipement dus à une mauvaise utilisation et à d'autres dommages causés par l'utilisateur. Cela inclut : le non-respect des exigences environnementales et électriques, ainsi que les protocoles d'entretien décrits dans le manuel d'utilisation du tapis roulant anti-gravité. Toute modification par le client du tapis roulant anti-gravité annule la garantie. Si vous devez démonter le tapis roulant anti-gravité pour le déplacer, le faire sans un technicien qualifié Lifeward CA annulera également la garantie.